

WEWNĄTRZNOŚOWY ATOMIZATOR ŚLIZÓWKOWY

WSKAZANIA DO STOSOWANIA: do atomizacji roztworów do stosowania miejscowego przeznaczonych do podawania na błony śluzowe nosa i części ustnej gardła.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

1. Odłączyć dołączoną strzykawkę od urządzenia MAD Nasal™ (dotyczy tylko modeli MAD100, MAD110).
2. Napełnić strzykawkę pożądaną objętością roztworu i usunąć pozostałe powietrze.
3. Podłączyć strzykawkę do urządzenia MAD Nasal.
4. Umieścić końcówkę urządzenia MAD Nasal w nozdrzu lub części ustnej gardła.
5. Naciśnąć tłok strzykawki, aby rozpylić zatomizowany roztwór w jamie nosowej lub części ustnej gardła.
6. Jeśli zalecono, powtórzyć w drugim nozdrzu.

OSTRZEŻENIE: Do użytku u jednego pacjenta: Używanie wyrobów przeznaczonych do stosowania u jednego pacjenta u większej liczby pacjentów stwarza możliwość poważnego urazu i/lub zakażenia, co może spowodować śmierć. Poddawanie wyrobów medycznych przeznaczonych wyłącznie do użytku u jednego pacjenta procesom mającym umożliwić ponowne użycie może obniżyć ich skuteczność lub powodować ich nieprawidłowe działanie.

SPECYFIKACJA:

TYPOWY ROZMIAR CZĄSTEK	30–100 mikronów.
PRZESTRZEŃ MARTWA UKŁADU	MAD100 = 0,15 ml MAD110 = 0,15 ml MAD300 = 0,06 ml
ŚREDNICA KOŃCÓWKI	0,17 cala (4,3 mm)
DŁUGOŚĆ APLIKATORA	1,69 cala (4,3 cm)
DOKŁADNOŚĆ STRZYKAWKI (MAD100 i MAD110)	+/- 5%

Do stosowania z lekami zatwierdzonymi do podawania donosowego