

# ZESTAW PASÓW Z ZAPIĘCIEM COBRA DO KONWERSJI STANDARDOWYCH PASÓW ZABEZPIELAJĄCYCH NOSZY SKED



Producent: SKEDCO  
Model: SK 208C

## OPIS PRODUKTU:

SK-208C to zestaw pasów, pozwalający na zastosowanie szybko zapinanej/odpinanej klamry Cobra w dotychczas eksploatowanych wersjach noszy Sked, wyposażonych w pasy ze standardowymi, przeplatanyymi zapięciami.

Skedco®/Cobra to niezawodne i wytrzymałe austriackie klamry z bocznym mechanizmem zwalniania, które sprostają najbardziej wygórowanym potrzebom zabezpieczenia pacjenta na noszach Sked®. Rozwiązanie znane z nowoczesnych pasów taktycznych. W stanie naprężenia nie zwalniają zapięcia, dzięki czemu nie ma możliwości niekontrolowanego rozpięcia, co ma szczególne znaczenie w przypadku ewakuacji i transportu na wysokościach.

Trwałe i łatwe w użytkowaniu. Znacznie przyspieszają zabezpieczanie pacjenta i spięcie noszy do transportu. Wytrzymałość 1361 kg.

## INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:

MODEL	
SK-208C	Zestaw pasów z klamrami Cobra do konwersji
KONFIGURACJA	2 pary klamer Skedco®/Cobra z pasami strony stóp (dłuższe pasy)
ZESTAWU	4 pary klamer Skedco®/Cobra z pasami poprzecznymi (krótsze pasy)



W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl  
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.  
Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

