

NOSZE EWAKUACYJNE SKED BASIC RESCUE SYSTEM GR

Producent: SKEDCO
Model: SK 200 GR
Model: SK 200C GR - wersja z kłamrami COBRA

OPIS PRODUKTU:

Sked Basic Rescue System Sk-200C-GR to wszechstronne nosze, opracowane we współpracy z armią amerykańską przeznaczone do ewakuacji i transportu w najbardziej wymagających warunkach, w tym przy ewakuacji wysokościowej za pomocą wciągarki lub helikoptera. Można je przenosić, ciągnąć w terenie bez względu na nierówności oraz podnosić pionowo lub poziomo.

Rewolucyjna konstrukcja zapewnia wyjątkową ochronę i bezpieczeństwo pacjenta. Płaska konstrukcja noszy pozwala na szybkie nasunięcie poszkodowanego przez jednego ratownika, a po spięciu pasami usztywnia się, zapewniając ochronę ciała poszkodowanego. Sked sprawdza się również doskonale w akcjach ratowniczych w przestrzeniach zamkniętych w tym przy ewakuacji przez otwory o średnicy nawet 40 cm.

SKED Basic Rescue System Sk-200 jest dostarczany w komplecie ze wszystkimi akcesoriami w plecaku/torbie, który może być noszony na plecach lub alternatywnie przechowywany na górze bazowego plecaka osobistego ratownika. Pusty plecak można również wykorzystać jako uprząż ułatwiającą ciągnięcie noszy.

Nosze SK-200-GR posiadają pasy ze standardowymi metalowymi zapięciami.

Wersja SK-200C-GR została wyposażona w bardzo wytrzymałe kłamry Cobra Buckles, które skracają czas przygotowania noszy do transportu nawet o 50%. Kłamry Cobra są niezawodne i mocne: wytrzymują ponad 1300 kg. Są trwałe i łatwe w użyciu. Napięte bardzo trudno jest zwolnić co niweluje ryzyko przypadkowego rozpięcia pasów.



ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE

- Nosze rekomendowane przez Komitet TCCC jako środek ewakuacji medycznej z pola walki
- Koncepcja ewakuacji, pozwalająca na naciągnięcie rannego na nosze, bez konieczności podnoszenia się ratownika oraz odciążenie go z terenu zagrożenia
- Możliwość zabezpieczenia poszkodowanego i ewakuacji przez jednego ratownika
- Uniwersalne zastosowanie w różnych warunkach, przy użyciu wszystkich możliwych sposobów ewakuacji z pola walki w tym poprzez ciągnięcie na duże odległości, przeniesienie, ewakuacje w pionie, w tym przy użyciu śmigłowca
- Umożliwiają prowadzenie ognia przez ratownika
- Tworzywo polietylenowe o średniej gęstości o szerokim zakresie temperatur pracy
- Materiał noszy odporny na działania i wnikanie chemikaliów, krwi, substancji ropopochodnych
- Elastyczna konstrukcja usztywnia nosze po dopasowaniu do poszkodowanego, zapewniając bezpieczeństwo transportu w każdym terenie
- Kształt górnej części chroni głowę pacjenta przed urazami podczas przeciągania
- To kompletny gotowy do pracy zestaw z wbudowanymi pasami zabezpieczającymi pacjenta, SK 200 GR z metalowymi zapięciami/ SK 200 C GR z klamrami Cobra
- 2 taśmy do ciągnięcia mocowane u wezgielwia wyposażone w dwa plastikowe uchwyty do ciągnięcia przez dwóch ratowników
- Pasuje do przenośników dekontaminacyjnych, co ułatwia dekontaminację pacjenta oraz noszy

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WAGA Z AKCESORIAMI	INNE
244 cm	91 cm	9 kg	temperatura topnienia: 230 - 260 °C temperatura pracy: do - 84°C pasy do transportu poziomego – wytrzymałość taśmy na rozciąganie: 45 kN lina do transportu pionowego – wytrzymałość na rozciąganie 31 kN

MATERIAŁ

NOSZE	PASY NOŚNE	PRZELOTKI	KLAMRY SPINAJĄCE
Średniej gęstości, elastyczne, gładkie, nieabsorbujące tworzywo polietylenowe	Nylonowa taśma	Mosiądz	SK 200 GR – metalowe SK 200C GR – klamry Cobra Buckles Austria Alpin 14KN

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:

	MODEL	
SKŁAD ZESTAWU	SK-200-GR	Nosze SKED Basic Rescue System SK-200C-GR
	SK 200C-GR	Nosze SKED Basic Rescue System z klamrami Cobra SK-200C-GR
	SK-201-GR	Nosze Sked z metalowymi zapięciami
	SK-201C-GR	Nosze Sked z klamrami Cobra
	SK-202-GR	Plecak Cordura (Coyote Brown)
	SK-203-GR	Pasy do podnoszenia poziomego (zielone)
	SK-204	Taśma do przeciągania noszy
	SK-205-GR	4 demontowane uchwyty parciane (zielone)
	SK-206-B	Duży stalowy karabinek w kolorze czarnym
	SK-207-GR	Zawiesie/lina do podnoszenia pionowego
CZĘŚCI ZAMIENNE	SK-201-GR	Nosze Sked z metalowymi zapięciami
	SK-201C-GR	Nosze Sked z klamrami Cobra
	SK-202-GR	Plecak Cordura (Coyote Brown)
	SK-203-GR	Pasy do podnoszenia poziomego (zielone)
	SK-204	Taśma do przeciągania noszy
	SK-205-GR	4 demontowane uchwyty parciane (zielone)
	SK-206-B	Duży stalowy karabinek w kolorze czarnym
SK-207-GR	Zawiesie/lina do podnoszenia pionowego	
AKCESORIA	SK 600C-GR	Sked Basic Flotation System – podstawowy system pływający do noszy SKED
	SK 600A	Sked Inflatable Flotation System – nadmuchiwany system pływający do noszy SKED
	SK 300-GR	Oregon Spine Splint II (OSS) – krótkie unieruchomienie kręgosłupa

MODEL		NSN
SK-200-XX	Sked® Basic Rescue System	6530-01-260-1222
SK-200C-XX	Sked® Basic Rescue System with Cobra Bucklet	6530-01-575-4004
SK-201-xx	Sked® Stretcher	6530-01-259-8296
SK-202-xx	Cordura Backpack	6530-01-265-6703
SK-203-xx	Horizontal Lift Slings (set of 2)	6530-01-260-2700
SK-204	Tow Strap	6530-01-262-4511
SK-205-xx	Removable Webbing Handles (set of 4)	6530-01-260-7214
SK-206-B	SMC Lite Alloy Steel Locking Mod. D Carabiner – Black	6530-01-262-4510
SK-207-xx	Vertical Lift Sling (30' of rope)	6530-01-260-2699

Okres gwarancji: 24 miesiące

KORZYŚCI:

- Standard wyposażenia w wielu armiach NATO – podstawowy system ewakuacji medycznej - zapewnia kompatybilność ewakuacji, zabezpieczenie logistyczne
- Rekomendacja Komitetu TCCC – standaryzacja w zakresie szkolenia, metod ewakuacji i postępowania w ramach NATO
- Zaprojektowane pod potrzeby pola walki – umożliwia ewakuującemu kontynuowanie odpowiedzi ogniowej, gdy uszkodzony jest ewakuowany
- Prosta, intuicyjna obsługa, krótki proces szkolenia z trwałą umiejętnością zastosowania
- Elastyczne tworzywo sztuczne – pozwala na profilowanie noszy w zależności od etapu działania – jest płaskie, umożliwiając przetoczenie, nasunięcie uszkodzonego bez jego podnoszenia – po zapięciu pasów usztywnia się, umożliwiając bezpieczne dla pacjenta pokonywanie przeszkód w tym nierówności terenu, krawężników, schodów – otacza uszkodzonego, chroniąc jego boki i głowę przed urazami podczas przeciągania
- Kompletny zestaw gotowy do pracy – pozwala na natychmiastowe działanie i ewakuację uszkodzonych
- Niska waga zestawu (9 kg) – ułatwia transport wielofunkcyjnych noszy do miejsca zdarzenia oraz zmniejsza zmęczenie ratowników
- Zrolowane w plecaku zajmują mało miejsca – mogą być transportowane w każdym środku ewakuacji medycznej
- Materiał noszy nie wchłania chemikaliów, substancji organicznych i ropopochodnych – dzięki czemu jest łatwy w czyszczeniu i dekontaminacji
- Dostępne akcesoria w postaci systemów pływaków – rozszerzają zastosowanie noszy jako środka ewakuacji przez przeszkody wodne



W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa, ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
 Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

