



TORBA NA CIAŁO MOD

OPIS PRODUKTU:

Torba na ciało MOD to rozwiązanie dedykowane w szczególności do postępowania ze zmarłymi w strefach działań wojennych lub na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi, gdzie może być konieczny dłuższy czas przechowywania ciała.

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Produkt zgodny z normą europejską EN 1865 i EN 1789 MDR 2017/745 Wyrób medyczny klasy 1
- 6 uchwytów transportowych
- Obciążenie dopuszczalne 250 kg
- Materiał – PVC nie odbijające podczerwieni (Non IR reflective)



Przezroczyste
dla RTG, MRI i CT



Trudnopalny



Zgrzewane szwy HF

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WAGA	INNE
274 cm	94 cm	4 kg	Obciążenie dopuszczalne: 250 kg

MATERIAŁ ZEWNĘTRZNY

Włókno poliestrowe powlekane PVC, trudnopalne i nie odbijające podczerwieni (Non IR reflective)

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:

	MODEL	
	22300028000	Torba na ciało MOD
CZĘŚCI ZAMIENNE	15005002817	Zestaw naprawczy oliwkowy

Okres gwarancji: 3 lata

KORZYŚCI:

Szyny wykonane zgodnie z EN 1789 i 1865

- Zgrzewane szwy, w 100% szczelne – gwarantują, że torba nie będzie przeciekać
- Zastosowane PVC jest odporne na zużycie, kwasy, formaldehyd, plamy krwi i duże wahania temperatury – spełnia wszystkie wymagania docelowego przeznaczenia torby
- Produkt bardzo wysokiej jakości – nie przecieknie, nie spleśnieje, zachowa godność zmarłego, bezpieczeństwo otoczenia i transportu
- Torba składa się z zewnętrznej powłoki wykonanej tkaniny powlekanej PVC – zapewnia wysoka wytrzymałość, niweluje ryzyko deformacji
- Wbudowane uchwyty transportowe – umożliwiają łatwe przenoszenie ciała w torbie nawet przez 6 osób – pozwala na łatwiejszą identyfikację ciała oraz organizacji transportu
- Posiada kieszeń na dokumenty
- Torbę można go całkowicie otworzyć – w celu łatwego włożenia/wyjęcia ciała oraz uzyskania do niego dostępu
- Konstrukcja minimalizuje ryzyko skażenia otoczenia



W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.
Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

