

# MILLENNIA

*Deska ortopedyczna*





**Lekkość, wytrzymałość, bezpieczeństwo i łatwość użytkowania:** to wyjątkowe cechy deski **ortopedycznej Millennium**. Opracowana i zaprojektowana do unieruchomienia kręgosłupa szyjnego u pacjentów po urazach wielonarządowych

## GLÓWNE WŁAŚCIWOŚCI

- Konstrukcja z ABS zapewnia desce Millennium wyjątkową lekkość - waży zaledwie 4,6 kg.
- Dzięki odporności na płyny i środki chemiczne pozwala na łatwą dezynfekcję po substancjach biologicznych i na łatwiejszą konserwację.
- Maksymalne bezpieczeństwo podczas unieruchamiania i transportu pacjenta dzięki sztywności zmniejszającej kąt zgięcia odcinka szyjnego kręgosłupa.
- Najwyższa zwrotność w ciasnych przestrzeniach dzięki компактowemu, zwężającemu się kształtowi.
- 16 uchwytów do przenoszenia deski.
- Wyposażona w 10 trzpieni, które pozwalają na użycie pasów z karabińczykiem.
- Wyposażona w 5 otworów do mocowania stabilizatora głowy.
- Możliwość zastosowania różnych systemów pasów zabezpieczających.
- Prześwietlalna w stopniu diagnostycznych dla promieni RTG.
- Zgodna z normą EN1865-1.

## AKCESORIA

Opis	Kod
Wielorazowy stabilizator głowy 445	0313855
Dwuczęściowy pas zabezpieczający z metalowym karabińczykiem i metalowym szybkozłączem typu klamra	0314122
System pasów typu „pająk”	770-E

## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Długość	1830 mm
Szerokość	46 cm
Głębokość	5 cm
Ciężar	6,4 kg
Nośność	159 kg

## DOSTĘPNE MODELE

KOD FERNO	Opis
0107917	Deska ortopedyczna Millennium Arancione

