


Materac NP50 Monodensity firmy Hill-Rom

Materac, który dopasowuje się do codziennych potrzeb opieki medycznej



Właściwości i zalety produktu

- Materac jest bardzo trwały i dostępny w korzystnej cenie
- Można go przekładać na drugą stronę
- Jest wykonany z jednorodnej pianki wysokoelastycznej
- Materac umożliwia łatwe czyszczenie i utrzymywanie higieny
- Dopasowuje się do większości ram łóżek i do wszystkich ustawień pozycji łóżka

Materac NP50 Monodensity firmy Hill-Rom

Materac z pianki wysokoelastycznej

Wykonany z jednorodnej pianki wysokoelastycznej materac NP50 Monodensity firmy Hill-Rom zapewnia pacjentom wysoki poziom komfortu. Model ten pasuje do większości ram łóżek i do wszystkich ustawień pozycji łóżka. Można go również przekładać na drugą stronę, co pomaga wydłużyć czas użytkowania.

Materac wyposażono w wodoszczelny, a jednocześnie przepuszczalny dla pary wodnej, poliuretanowy pokrowiec o właściwościach bakterio- i grzybobójczych, który jest łatwy do czyszczenia i dezynfekcji. Pozwala to pacjentom i ich opiekunom zapewnić maksymalną dbałość o higienę.



Materac NP50 Monodensity firmy Hill-Rom jest dostępny także w wersji o większej długości

Rozmiar standardowy: 198 cm

+5 cm

Dane techniczne

Materac (dostępne wersje o rozmiarach innych niż standardowy)

Długość	198 lub 203 cm
Szerokość	85 lub 90 cm
Wysokość	14 cm

Gwarancja

Firma Hill-Rom udziela 2-letniej gwarancji na piankę i pokrowiec. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Hill-Rom.

Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg

Zalecane obciążenie terapeutyczne od 30 do 150 kg

Krawędzie szyte

Dezynfekcja

Można używać roztworów na bazie chloru. Stężenie nie może przekraczać 1000 ppm.

Firma Hill-Rom jest światowym liderem w dziedzinie technologii medycznych, zatrudniającym ponad 10 000 pracowników na całym świecie. Współdziałając z podmiotami świadczącymi usługi medyczne w zróżnicowanych warunkach opieki w ponad 100 krajach, opracowujemy rozwiązania, które pozwalają uzyskać doskonałe pod względem klinicznym i finansowym rezultaty w następujących pięciu podstawowych obszarach: **stopniowe uruchamianie pacjentów, terapia ran i zapobieganie ich powstawaniu, monitorowanie pacjenta i diagnostyka, bezpieczeństwo i skuteczność zabiegów chirurgicznych oraz zdrowie dróg oddechowych.** Mottem naszych pracowników, programów i produktów jest **poprawa wyników leczenia pacjentów oraz warunków pracy personelu medycznego każdego dnia, na całym świecie.**

Niektóre produkty/elementy opcjonalne nie są dostępne w sprzedaży w niektórych krajach.

Dalsze informacje o oferowanych przez nas produktach i usługach można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Hill-Rom lub na stronie internetowej:

www.hill-rom.com

Powierzchnia materaca Hill-Rom NP50 pomaga zapobiegać powstawaniu odleżyn u pacjentów bez ryzyka lub z niskim ryzykiem ich powstawania, którzy mają co najmniej 1,46 m wzrostu i których masa ciała mieści się w zakresie od 30 do 150 kg.

Klasa I

Producent: Hill-Rom S.A.S. – BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner, Francja

To urządzenie medyczne jest produktem medycznym posiadającym oznaczenie CE wskazujące na jego zgodność ze stosownymi dyrektywami. Firma Hill-Rom zaleca dokładne zapoznanie się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpiecznego i właściwego użytkowania sprzętu, dołączonymi do wyrobów medycznych. Odpowiedzialność za właściwe użytkowanie i konserwację tych wyrobów medycznych ponosi personel placówek służby zdrowia. Firma Hill-Rom zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie, danych technicznych oraz modelach produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Jedyną gwarancją, jakiej udziela firma Hill-Rom, jest wyraźna gwarancja pisemna udzielona w trakcie sprzedaży lub dzierżawy produktów.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Nr dok: 5PL116305-03, 14 sierpnia 2017



Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k.
02-862 Warszawa, ul. Farbiarska 47
tel. 22 313 09 39
e-mail: handlowy@paramedica.pl
www.paramedica.pl

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom