

NOSZE EWAKUACYJNE HMH SKED® RESCUE SYSTEM WERSJA HAZMAT

Producent: SKEDCO
Model: SK 250

OPIS PRODUKTU:

HMH Sked® Rescue System (Sked Hazmat) to kompaktowe nosze ewakuacyjne szybkiego reagowania przeznaczone do działań ratowniczych, w których ratownicy wymagają ochrony na poziomie „A”.

Skuteczne rozwiązanie do ewakuacji zarówno pojedynczych ofiar, jak i dużej ilości poszkodowanych w przypadku skażenia biologicznego lub chemicznego, np. wynikającego z ataku terrorystycznego czy wypadków na dużą skalę. Sprawdzają się również doskonale w trakcie szybkiej ewakuacji szpitali.

HMH Sked radykalnie zwiększają szybkość i wydajność ewakuacji. Elastyczna, wysokiej wytrzymałości konstrukcja powoduje że są niezwykle wszechstronne. Można je przeciągać po praktycznie każdym terenie, w tym po schodach.

Wymagają mniejszego wysiłku od ratowników, zwłaszcza tych noszących ochronę poziomu „A”. Pacjenci mogą być przetaczani lub przeciągani bez potrzeby ich podnoszenia czy przenoszenia, co zwiększa efektywność ewakuacji zwłaszcza ze stref skażonych.

Sked Hazmat SK-250 standardowo produkowana jest w kolorze jaskrawo-żółtym. Dostępna jest w wersji SK-250(B), gdzie „B” oznacza czarny kolor noszy, dedykowana na specjalne zamówienie do zabezpieczenia i prowadzenia akcji w warunkach działań taktycznych. Do identyfikacji zestawu HMH torba transportowa w tym modelu ma kolor żółty.

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Elastyczne tworzywo polietylenowe o średniej gęstości – niełamiwe w temperaturze 120 stopni poniżej zera
- Wysoka temperatura topnienia
- Materiał odporny na działania i wnikanie chemikaliów
- Kompletny zestaw gotowy do pracy z wbudowanymi pasami zabezpieczającymi pacjenta
- Taśmy do ciągnięcia mocowane u węzłowi wyposażone w dwa plastikowe uchwyty do ciągnięcia przez dwóch ratowników
- Dodatkowe taśmy transportowe dla dodatkowych ratowników
- Cztery wycięte plastikowe uchwyty eliminują stosowanie dodatkowych taśm i zapewniają bezpieczne podnoszenie.
- Pasuje do przenośników dekontaminacyjnych co ułatwia dekontaminację pacjenta oraz noszy
- Koncepcja ewakuacji zmniejsza obciążenie pracy ratowników noszących ochronę poziomu „A”
- Wytrzymałe, plastikowe zapięcia/klamry klasy wojskowej, nie powodują korozji i nie iskrzą



DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WAGA	ODPORNOŚĆ NA NISKIE TEMPERATURY	TEMPERATURA TOPNIENIA
244 cm	91 cm	5 kg	-120°C	230-260°C

MATERIAŁ

Średniej gęstości, elastyczne, gładkie, nieabsorbujące tworzywo polietylenowe

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:

	MODEL	
	SK 250	Kompletny HMH SKED RESCUE SYSTEM z zestawem pasów
	SK 250 B	Kompletny HMH SKED RESCUE SYSTEM z zestawem pasów, wersja czarna
CZĘŚCI	SK-251	HMH SKED – nosze bazowe (płachta bez pasów)
ZAMIENNE	SK-252	Zestaw pasów do noszy HMH SKED
	SK-253	HMH SKED RAPID DEPLOYMENT CASE – yellow – torba transportowa
AKCESORIA	SK-255	Wkład do ewakuacji 4 niemowląt

MODEL		NSN
SK-250-XX	HMH Sked Rescue System	6530-01-522-7855

Okres gwarancji: 24 miesiące

KORZYŚCI:

- Elastyczne tworzywo sztuczne – pozwala na profilowanie noszy w zależności od etapu działania:
 - jest płaskie umożliwiając przetoczenie, nasunięcie uszkodowanego bez jego podnoszenia
 - po zapięciu pasów usztywnia się umożliwiając bezpieczne dla pacjenta pokonywanie przeszkód w tym nierówności terenu, krawężników, schodów
 - otacza uszkodowanego chroniąc jego boki i głowę przed urazami podczas przeciągania
- Bardzo niska waga (5 kg) – ułatwia transport dużej ilości noszy do miejsca zdarzenia oraz zmniejsza zmęczenie ratowników
- Kompletny zestaw gotowy do pracy – pozwala na natychmiastowe działanie i ewakuację uszkodowanych ze „strefy gorącej” bez konieczności utraty czasu na dodatkowe przygotowanie noszy do pracy
- Materiał noszy nie wchłania płynów i jest odporny na działanie chemikaliów – dzięki czemu może być poddawany dekontaminacji i dezynfekcji
- Uniwersalny system pasów do przeciągania noszy z uszkodowanym – pozwala na ewakuację przez jednego dwóch lub czterech ratowników lub do podpięcia liny ewakuacyjnej



W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

