

# LONG LIFE LARYNGOSKOPY JEDNORAZOWE

## OPIS PRODUKTU:

Laryngoskopy jednorazowe Long Life zostały zaprojektowane do profesjonalnego użytkowania w sytuacjach nagłych, w których nie są wykorzystywane produkty wielorazowe. Akrylowy światłowód w połączeniu ze źródłem światła typu LED dostarcza zimną barwę światła umożliwiającą dłuższą pracę w porównaniu do konwencjonalnych rozwiązań.

Laryngoskopy wykonane są zgodnie z zalecanymi normami ASTM w celu zapewnienia najwyższej jakości użytkowania oraz bezpieczeństwa pacjenta. Materiał nie jest pokryty chromem, który może wywoływać reakcje alergiczne lub może odpaść w trakcie użytkowania.

Łopatki wykonane są ze stali nierdzewnej, mosiądzu, aluminium i tworzyw sztucznych (polyacetal oraz materiały akrylowe – rod). Zastosowana technologia sprawia, że łopatki są wyjątkowo sztywne i nie wyginają się. Zaokrąglona końcówka zmniejsza poczucie dyskomfortu u pacjenta. Rękojeści wykonane są z tworzywa antyalergicznego, które zapobiega ślizganiu się dłoni.

Laryngoskopy oferowane są w różnych konfiguracjach z łopatkami jednorazowymi typu MacIntosh (rozmiar 1 ÷ 5) oraz Miller (rozmiar 00 ÷ 4).

## ŁOPATKI JEDNORAZOWE:

- Produkt jednokrotnego użytku
- Wykorzystane materiały eliminują wyginanie się łopatek
- Niezwykle wytrzymała stal nierdzewna
- Optymalne światło z rękojeściami LED
- Atrakcyjna, niska cena
- Pakowane pojedynczo
- Dostarczane w sterylnym opakowaniu
- Higieniczne i bezpieczne w użyciu
- Dostępne we wszystkich rozmiarach MacIntosh oraz Miller
- Kompatybilne ze wszystkimi laryngoskopami w „zielonym standardzie”
- Spełniają normę ISO 7376

## RĘKOJEŚĆ JEDNORAZOWA:

- Produkt jednorazowego użytku
- Źródło światła LED o mocy 25 000 LUX
- Rękojeść z wbudowanymi bateriami
- Niskie koszty pojedynczego badania
- Wykonane z tworzywa antyalergicznego
- Dostarczana w sterylnym opakowaniu
- Powłoka rękojeści uniemożliwia ślizganie
- Spełnia normę ISO 7376



Łopatki MacIntosh (modele AL.-1801-1 ÷ AL.-1801-5)



Łopatki Miller (modele AL.-1802-00 ÷ AL.-1802-4)



Rękojeści  
jednorazowego  
użytku



W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa, ul. Farbiarska 47; tel. +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl

Powysze zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.  
Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

