

NOSZE EWAKUACYJNE SKED BASIC RESCUE SYSTEM OR

Producent: SKEDCO
Model: SK 200 OR
Model: SK 200C OR - wersja z klamrami COBRA

OPIS PRODUKTU:

Oryginalne nosze SKED to wciąż najlepsze wszechstronne nosze ratownicze do pracy w ograniczonej przestrzeni, ewakuacji pod dużym kątem, ratownictwa technicznego oraz tradycyjnych zastosowań lądowych. Są przystosowane do poziomego podnoszenia, w tym z użyciem helikoptera lub pionowego w jaskiniach lub przemysłowych przestrzeniach zamkniętych. Można je przenosić lub ciągnąć w terenie bez względu na nierówności i rodzaj podłoża.

Nosze Sked to rewolucyjna konstrukcja, która zapewnia wyjątkową ochronę i bezpieczeństwo pacjenta. Po spakowaniu pacjenta nosze stają się sztywne, a trwałe tworzywo sztuczne zapewnia jego ochronę podczas ewakuacji, umożliwiając jednocześnie wydobycie z najbardziej wymagających ograniczonych przestrzeni oraz otworów o średnicy nawet 40 cm.

SKED Basic Rescue System Sk-200 jest dostarczany w komplecie ze wszystkimi akcesoriami w plecaku/torbie, który może być noszony na plecach lub alternatywnie transportowany na górze bazowego plecaka osobistego ratownika. Pusty plecak można również wykorzystać jako uprząż ułatwiającą ciągnięcie noszy.

Nosze SK-200-OR posiadają pasy ze standardowymi metalowymi zapiegami. Wersja SK-200C-OR została wyposażona w bardzo wytrzymałe klamry Cobra Buckles, które skracają czas przygotowania noszy do transportu nawet o 50%. Klamry Cobra są niezawodne i mocne: wytrzymują ponad 1300 kg. Są trwałe i łatwe w użyciu. Napięte bardzo trudno jest zwolnić co niweluje ryzyko przypadkowego rozpięcia pasów. Dostępna jest również wersja zielona dla wojska różnych jednostek specjalnych.



ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Uniwersalne zastosowanie w różnych warunkach działań ratowniczych
- Możliwość ewakuacji, pozwalająca na naciągnięcie rannego na nosze oraz odciążenie go z terenu zagrożenia
- Możliwość zabezpieczenia poszkodowanego i ewakuacji przez jednego ratownika
- Uniwersalne zastosowanie w różnych warunkach, przy zastosowaniu wszystkich możliwych sposobów ewakuacji w tym poprzez ciągnięcie na duże odległości, przenoszenie, ewakuacje w pionie, w tym przy użyciu śmigłowca
- Tworzywo polietylenowe o średniej gęstości, o szerokim zakresie temperatur pracy
- Materiał noszy odporny na działania i wnikanie chemikaliów, krwi, substancji ropopochodnych
- Elastyczna konstrukcja usztywnia nosze po dopasowaniu do poszkodowanego, zapewniając bezpieczeństwo transportu w każdym terenie
- Kształt górnej części chroni głowę pacjenta przed urazami podczas przeciągania w terenie
- To kompletny gotowy do pracy zestaw z wbudowanymi pasami zabezpieczającymi pacjenta, SK 200-OR z metalowymi zapięciami/ SK 200C-OR z klamrami Cobra
- 2 taśmy do ciągnięcia mocowane u węzłowia wyposażone w dwa plastikowe uchwyty do ciągnięcia przez dwóch ratowników
- Pasuje do przenośników dekontaminacyjnych, co ułatwia dekontaminację pacjenta oraz noszy
- Nosze rekomendowane przez Komitet TCCC jako środek ewakuacji medycznej z pola walki

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WAGA Z AKCESORIAMI	INNE
244 cm	91 cm	9 kg	temperatura topnienia: 230 - 260 °C temperatura pracy: do - 84°C pasy do transportu poziomego – wytrzymałość taśmy na rozciąganie: 45 kN lina do transportu pionowego – wytrzymałość na rozciąganie 31 kN

MATERIAŁ

NOSZE	PASY NOŚNE	PRZELOTKI	ZAPIĘCIA
Średniej gęstości, elastyczne, gładkie, nieabsorbujące tworzywo polietylenowe	Nylonowa taśma	Mosiądz	SK 200 OR – metalowe SK 200C OR – klamry Cobra Buckles Austria Alpin 14KN

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:

	MODEL	
SKŁAD ZESTAWU	SK-200-OR	Nosze SKED Basic Rescue System
	SK 200C-OR	Nosze SKED Basic Rescue System z klamrami Cobra
	SK-201-OR	Nosze Sked z metalowymi zapięciami
	SK-201C-OR	Nosze Sked z klamrami Cobra
	SK-202-OR	Plecak Cordura (Coyote Brown)
	SK-203-OR	Pasy do podnoszenia poziomego
	SK-204	Taśma do przeciągania noszy
	SK-205-OR	4 demontowane uchwyty parciane
	SK-206	Duży stalowy karabinek
	SK-207-OR	Zawiesz/lina do podnoszenia pionowego
CZĘŚCI ZAMIENNE	SK-201-OR	Nosze Sked z metalowymi zapięciami
	SK-201C-OR	Nosze Sked z klamrami Cobra
	SK-202-OR	Plecak Cordura (orange)
	SK-203-OR	Pasy do podnoszenia poziomego
	SK-204	Taśma do przeciągania noszy
	SK-205-OR	4 demontowane uchwyty parciane
	SK-206	Duży stalowy karabinek
AKCESORIA	SK 600C-OR	Sked Basic Flotation System – podstawowy system pływający do noszy SKED
	SK 600A	Sked Inflatable Flotation System – nadmuchiwany system pływający do noszy SKED
	SK 300-OR	Oregon Spine Splint II (OSS) – krótkie unieruchomienie kręgosłupa

MODEL		NSN
SK-200-XX	Sked® Basic Rescue System	6530-01-260-1222
SK-200C-XX	Sked® Basic Rescue System with Cobra Bucklet	6530-01-575-4004
SK-201-xx	Sked® Stretcher	6530-01-259-8296
SK-202-xx	Cordura Backpack	6530-01-265-6703
SK-203-xx	Horizontal Lift Slings (set of 2)	6530-01-260-2700
SK-204	Tow Strap	6530-01-262-4511
SK-205-xx	Removable Webbing Handles (set of 4)	6530-01-260-7214
SK-206-B	SMC Lite Alloy Steel Locking Mod. D Carabiner – Black	6530-01-262-4510
SK-207-xx	Vertical Lift Sling (30' of rope)	6530-01-260-2699

Okres gwarancji: 24 miesiące

KORZYŚCI:

- Elastyczne tworzywo sztuczne
 - pozwala na profilowanie noszy w zależności od etapu działania
 - jest płaskie, umożliwiając przetoczenie, nasunięcie uszkodzonego bez jego podnoszenia
 - po zapięciu pasów usztywnia się umożliwiając bezpieczne dla pacjenta pokonywanie przeszkód, w tym nierówności terenu, krawężników, schodów
 - otacza uszkodzonego chroniąc jego boki i głowę przed urazami podczas przeciągania
- Zrolowane w plecaku zajmują mało miejsca – mogą być transportowane w każdym środku ewakuacji medycznej
- Niska waga zestawu (9 kg) – ułatwia transport wielofunkcyjnych noszy do miejsca zdarzenia oraz zmniejsza zmęczenie ratowników
- Kompletny zestaw gotowy do pracy – pozwala na natychmiastowe działanie i ewakuację uszkodzonych
- Materiał noszy nie wchłania chemikaliów, substancji organicznych i ropopochodnych – dzięki czemu jest łatwy w czyszczeniu i dekontaminacji
- Dostępne akcesoria w postaci systemów pływaków – rozszerza zastosowanie noszy jako środka ewakuacji przez przeszkody wodne
- Prosta, intuicyjna obsługa, krótki proces szkolenia z trwałą umiejętnością zastosowania
- Są standardem wyposażenia w jednostkach ratowniczych oraz armiach NATO, jako podstawowy system ewakuacji medycznej – zapewnia wszechstronność zastosowania, kompatybilność ewakuacji, zabezpieczenie logistyczne
- Rekomendacja Komitetu TCCC – standaryzacja w zakresie szkolenia, metod ewakuacji i postępowania w ramach NATO



W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
 Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.
 Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

