


# Materac NP150 Viscoelastic firmy Hill-Rom

Materac, który dopasowuje się do kształtu ciała pacjenta, pomagając skutecznie i bezpiecznie zapobiegać powstawaniu odleżyn



## Właściwości i zalety produktu

- Dopasowuje się do kształtu ciała pacjenta i zmniejsza nacisk na skórę
- Posiada pokrowiec ze zgrzewanymi krawędziami zaopatrzone w uchwyty do przenoszenia
- Materac umożliwia łatwe czyszczenie i utrzymywanie higieny
- Boki wykonane z pianki o wysokiej gęstości zaprojektowane tak, by zapewnić bezpieczeństwo pacjentów i ułatwić im schodzenie z materaca
- Dopasowuje się do większości ram łóżek i do wszystkich ustawień pozycji łóżka
- Przezierny dla promieni RTG\* i nie zawiera lateksu
- Opcjonalnie zintegrowana kieszeń na kasetę RTG pomaga zmniejszyć dyskomfort pacjenta podczas zmiany jego pozycji w badaniach z użyciem przenośnej aparatury RTG

\* Tylko modele ASS095 i ASS099

# Materac NP150 Viscoelastic firmy Hill-Rom

## Materac z viskoelastycznej pianki zmieniającej kształt pod wpływem temperatury

Materac NP150 Viscoelastic firmy Hill-Rom został opracowany z myślą o zapobieganiu odleżynom. Viskoelastyczna pianka zmieniająca kształt pod wpływem temperatury dostosowuje się do kształtu ciała pacjenta, zapewnia równomierny rozkład ciężaru ciała i dopasowuje się do każdej pozycji obieranej przez leżącego, zwiększając jego komfort i zmniejszając nacisk na skórę. Materac dopasowuje się do większości ram łóżek i do wszystkich ustawień pozycji łóżka.

Materac wyposażono w wodoszczelny, a jednocześnie przepuszczalny dla pary wodnej, elastyczny, poliuretanowy pokrowiec o właściwościach bakterio- i grzybobójczych, który jest łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji. Pozwala to pacjentom i ich opiekunom zapewnić maksymalną dbałość o higienę.

## Materac NP150 Viscoelastic firmy Hill-Rom jest dostępny także w wersji o większej długości

Rozmiar standardowy: 198 cm



+5 cm

### Dane techniczne

#### Materac (dostępne wersje o rozmiarach innych niż standardowy)

Długość	198 lub 203 cm
Szerokość	85 lub 90 cm
Wysokość	14 cm

#### Gwarancja

Firma Hill-Rom udziela 5-letniej gwarancji na piankę i 2-letniej gwarancji na pokrowiec. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Hill-Rom.

Bezpieczne obciążenie robocze	250 kg
Zalecane obciążenie terapeutyczne	od 30 do 150 kg
Krawędzie	zgrzewane
Dezynfekcja	Można używać roztworów na bazie chloru. Stężenie nie może przekraczać 1000 ppm (lub 10 000 ppm w przypadku wersji XT).

Firma Hill-Rom jest światowym liderem w dziedzinie technologii medycznych, zatrudniającym ponad 10 000 pracowników na całym świecie. Współdziałając z podmiotami świadczącymi usługi medyczne w zróżnicowanych warunkach opieki w ponad 100 krajach, opracowujemy rozwiązania, które pozwalają uzyskiwać doskonałe pod względem klinicznym i finansowym rezultaty w następujących pięciu podstawowych obszarach: **stopniowe uruchamianie pacjentów, terapia ran i zapobieganie ich powstawaniu, monitorowanie pacjenta i diagnostyka, bezpieczeństwo i skuteczność zabiegów chirurgicznych oraz zdrowie dróg oddechowych**. Mottem naszych pracowników, programów i produktów jest **poprawa wyników leczenia pacjentów oraz warunków pracy personelu medycznego każdego dnia, na całym świecie**.

Niektóre produkty/elementy opcjonalne nie są dostępne w sprzedaży w niektórych krajach.

Dalsze informacje o oferowanych przez nas produktach i usługach można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Hill-Rom lub na stronie internetowej:

[www.hill-rom.com](http://www.hill-rom.com)

Powierzchnia materaca Hill-Rom NP150 pomaga zapobiegać powstawaniu odleżyn u pacjentów bez ryzyka lub z umiarkowanym ryzykiem ich powstawania, którzy mają co najmniej 1,46 m wzrostu i których masa ciała mieści się w zakresie od 30 do 150 kg.

Klasa I

Producent: Hill-Rom S.A.S. – BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner, Francja

To urządzenie medyczne jest produktem medycznym posiadającym oznaczenie CE wskazujące na jego zgodność ze stosownymi dyrektywami. Firma Hill-Rom zaleca dokładne zapoznanie się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpiecznego i właściwego użytkowania sprzętu, dołączonymi do wyrobów medycznych. Odpowiedzialność za właściwe użytkowanie i konserwację tych wyrobów medycznych ponosi personel placówek służby zdrowia. Firma Hill-Rom zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie, danych technicznych oraz modelach produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Jedyną gwarancją, jakiej udziela firma Hill-Rom, jest wyraźna gwarancja pisemna udzielona w trakcie sprzedaży lub dzierżawy produktów.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Nr dok.: 5PL116303-04, 14 sierpnia 2017



Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k.  
02-862 Warszawa, ul. Farbiarska 47  
tel. 22 313 09 39  
e-mail: [handlowy@paramedica.pl](mailto:handlowy@paramedica.pl)  
[www.paramedica.pl](http://www.paramedica.pl)

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

**Hill-Rom**