

PULSOKSYMETR NONIN 8500

NSN 6515-01-3869159



OPIS PRODUKTU:

Pulsoksymetr Nonin 8500 jest prostym, łatwym w obsłudze, ręcznym pulsoksymetrem bateryjnym, do zastosowań w warunkach szpitalnych, ambulatoryjnych, jak również w pomocy doraźnej i ratownictwie. Przeznaczony jest do pomiaru i funkcjonalnej oceny stopnia wysycenia tlenem hemoglobiny tętnicznej (SpO₂) oraz pulsu pacjentów dorosłych, dzieci i niemowląt. Może być wykorzystywany zarówno do ciągłego monitorowania tych parametrów, jak również do pojedynczych pomiarów. Dzięki bardzo trwałej konstrukcji może być stosowany w warunkach polowych.

Pulsoksymetr może być wyposażony w drukarkę modułową (model 8500P).

W wyposażeniu standardowym znajduje się komplet baterii typu AA oraz czujnik wielorazowy typu klips palcowy (model 8000AA-1). Czujniki jedno- i wielorazowe palcowe i uszne, czujniki elastyczne i odbiciowe, gumowa obudowa antywstrząsowa, pokrowiec, uchwyty ściennie to akcesoria dodatkowe pulsoksymetru Nonin 8500.

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRODUKTU:

- Pomiar SpO₂ i pulsu
- Dwa duże, cyfrowe wyświetlacze LED
- 3-kolorowy wskaźnik perfuzji
- Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe
- Długi czas pracy na komplecie baterii
- Alarmuje o niskim poziomie baterii
- Tylko trzy przyciski, ułatwiające obsługę
- Niewielkie wymiary i ciężar
- Możliwość współpracy z szeroką gamą czujników
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Zakres pomiaru saturacji SpO₂: 0 – 100%, dokładność ± 2 cyfry w zakresie 70 – 100%
- Zakres częstości tętna: 18 – 321 ppm
- Długości fal pomiarowych: 660 nm (czerwona) i 910 nm (podczerwona)
- Temperatura pracy: od – 20 do + 50°C
- Wilgotność powietrza: 10 – 90% bez kondensacji
- Zasilanie: 6 baterii alkalicznych typu AA
- Czas pracy:
100 godzin (maks. kontrast wyświetlacza)
200 godzin (min. kontrast wyświetlacza)
- Wymiary: 80 x 150 x 20 mm
- Waga: 280 g (z kompletem baterii)



W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa, ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

