



## OPIS PRODUKTU:

Affinity 4 jest elektrycznie sterowanym łóżkiem pobytowo-porodowym dla oddziałów ginekologiczno-położniczych, położniczych oraz perinatologicznych. Affinity 4 jest połączeniem bezpieczeństwa, komfortu i łatwości obsługi z bezkonkurencyjną trwałością i niezawodnością.

## ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Możliwość obniżenia segmentu nożnego i przyjęcia pozycji siedzącej oraz w klęku z rękami na łóżku
- Podkolannik podtrzymujący uniesioną nogę w pozycji na boku
- Drażek porodowy dający pacjentce oparcie oraz komfort podczas porodu w pozycji kucznej, klęku lub pozycji "do przeciągania liny" z wykorzystaniem przewieszonoego przez drażek prześcieradła
- Materac piankowo-powietrzny poprawia komfort i pozycjonowanie pacjentki

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Maksymalna waga pacjentki: 213 kg
- Długość łóżka: 234 cm
- Szerokość łóżka: z podniesionymi barierkami 99 cm, z opuszczonymi barierkami 91 cm (przy opuszczonych barierkach możliwość dosunięcia wózka transportowego tak, aby wyeliminować przerwę transferową)
- Wysokość łóżka: najniższe położenie (z materacem) 56 cm, najwyższe położenie (z materacem) 97 cm, maksymalna wysokość segmentu siedziska w pozycji Trendelenburga 102 cm
- Materac: długość 198 cm, szerokość 89 cm, grubość (segment oparcia) 12,7 cm, grubość (segment nożny) 8,9 cm
- Kąty: maksymalne uniesienie segmentu oparcia 63°, maksymalne uniesienie segmentu siedziska 15°, maksymalne nachylenie w pozycji Trendelenburga 8°
- Bezpieczne obciążenie robocze: segment oparcia + siedzisko 227 kg, segment nożny 181 kg
- Średnica kółek: 15 cm
- Masa łóżka: z segmentem Lift-off 217 kg, z segmentem Stow and Go 232 kg
- Zasilanie akumulatorowe
- Automatyczne podświetlenie nocne
- Segment nożny: Lift-off lub Stow And Go
- Automatyczne nachylenie segmentu siedziska
- Segment siedziska z wycięciem w kształcie litery V lub krawędzią prostą
- 4 kółka z blokadą
- Misa na płyny fizjologiczne
- Centralne sterowanie i hamowanie
- Natychmiastowa pozycja do resuscytacji (funkcja CPR)
- Przycisk i wskaźnik blokady
- Uchwyty porodowe
- Opuszczane barierki OneStep
- Mechanizm ustawiania w pozycji Trendelenburga
- Podpórki pod stopy

## INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:

	MODEL	
	<b>AFFINITY 4</b>	
<b>KONFIGURACJA</b>	<b>AF400</b>	Łóżko porodowe z materacem piankowym, system Lift-Off
	<b>AF500</b>	Łóżko porodowe z segmentem pompowanym w części lędźwiowej i siedziska system Lift-Off
	<b>AF600</b>	Łóżko porodowe z materacem piankowym, system Stow And Go
	<b>AF700</b>	Łóżko porodowe z segmentem pompowanym w części lędźwiowej i siedziska system Stow And Go
<b>AKCESORIA</b>	<b>PH</b>	Uchwyty do prowadzenia łóżka z uchwytem na statyw infuzyjny
<b>I OPCJE</b>	<b>P2217A</b>	Statyw infuzyjny teleskopowy z możliwością usunięcia, 2 haki
	<b>P27601</b>	Pionowy uchwyt na butlę tlenową
	<b>P3613B</b>	Drażek porodowy

Okres gwarancji: 2 lata

## KORZYŚCI:

- Segment nożny regulowany elektrycznie, o wysokim bezpiecznym obciążeniu roboczym pozwala pacjentkom o ponadnormatywnej wadze na zajęcie optymalnej pozycji porodowej
- Podkolanniki EasyGlide można w łatwy sposób ustawić i zablokować w dogodnym dla pacjentki położeniu
- Intuicyjny, wspomagany sprężyną gazową mechanizm pozwala na ustawianie leża w pozycji Trendelenburga przez jedną osobę
- Opcjonalne nadmuchiwane poduszki w segmencie oparcia i siedziska poprawiają komfort w trakcie akcji porodowej oraz pozwalają personelowi właściwie pozycjonować miednicę pacjentki
- Cztery kółka z podwójną blokadą unieruchamiają łóżko w trakcie porodu
- Materac piankowo-powietrzny zapewnia równomierny rozkład nacisku, odciążając okolice lędźwi i pośladków pacjentki
- Funkcja autokontur segmentu siedziska uruchamiana wraz z regulacją kąta nachylenia oparcia pomaga w utrzymaniu miednicy pacjentki we właściwej pozycji, zapobiega zsuwaniu się pacjentki w dół łóżka oraz usprawnia pozycjonowanie pacjentki podczas porodu
- Wygodne w użyciu, solidne uchwyty oraz barierki boczne ułatwiają pacjentce wstawanie i poruszanie się w obrębie łóżka
- Wielomodułowa konstrukcja łóżka pozwala na stosowanie każdej pozycji porodowej



W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl  
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

