



Cechy

- Niezależne składanie podwozia przedniego i tylnego zapewnia bezpieczny załadunek do ambulansu, a automatyczne rozkładanie się podwozia minimalizuje konieczność dźwigania i ułatwia rozładunek
- Mechanizm składania podwozia oznaczony odpowiednim kolorem analogicznym do goleni przednich i tylnych
- Duży zakres dostępnych wysokości załadunkowych od 50 cm do 69 cm
- Duże koła jezdne o średnicy 20 cm dostępne w wersjach z 2 lub 4 kołami skrętnymi. Co najmniej 2 koła wyposażone w hamulce
- Koła skrętne z blokadą do jazdy na wprost. Koła stałe wyposażone w hamulce
- Cztery teleskopowe uchwyty z 3 położeniami
- Regulowane oparcie pleców z 8 położeniami do 90°
- Obsługa pozycji przeciwwstrząsowej (Trendelenburga) oraz pozycji odwróconej (Fowlera) z regulacją podniesienia kolan
- W 100% mechaniczne nosze z minimalnymi wymaganiami konserwacyjnymi
- Aluminiowa konstrukcja zabezpieczona przed korozją
- Teleskopowy statyw z wieszakiem na kroplówkę i cztero-sekcyjny materac
- Składane barierki boczne i podparcie nóg w standardzie
- Certyfikacje: EN 1789 i EN 1865

Akcesoria



Składany stolik na defibrylator
nr 65-1300-001



Statyw z wieszakiem na kroplówkę
i dodatkowym wspornikiem
nr 65-1301-001



4-punkt. uprząż
+ 2x pas 180 cm
nr 63-4400-001



Materac konturowy dostępny
w kolorze pomarańczowym lub czarnym
nr 65-0358-002



System mocowania w ambulansie
zgodny z EN 1789
nr 60-0150-003

- 60-0323-001 Nosze monoblokowe F2 w opcji z 2 kołami skrętnymi, wys. załadunkowa 69 cm, 4-punktowe pasy wraz z mocowaniem 60-0150-003
- 60-0324-001 Nosze monoblokowe F2 w opcji z 4 kołami skrętnymi, wys. załadunkowa 69 cm, 4-punktowe pasy wraz z mocowaniem 60-0150-003
- 60-0325-001 Nosze monoblokowe F2 w opcji z 2 kołami skrętnymi, wys. załadunkowa 69 cm, 5-punktowe pasy wraz z mocowaniem 60-0150-003



Specyfikacje

Dł. min.	Dł. maks.	Szer.	Wys. min.	Wys. maks.	Dostępne wys. załadunkowe	Waga	Limit obciążenia	Waga przesyłki	Wymiary przesyłki DxSxW
191,5 cm	226,9 cm	56 cm	27,2 cm	80,7 cm	50 cm 56 cm 65 cm	36 kg	250 kg	43 kg	191x61x36 cm