

Hill-Rom Accella Therapy

Zintegrowany system zarządzania terapią przeciwoleżynową, zanurzeniową I-mmersion™ Therapy oraz technologia Microclimate Management™ dla lepszej ochrony skóry przed uszkodzeniami



Zintegrowany z łóżkiem Hill-Rom 900 Accella

Cechy i korzyści

Materac Accella Therapy sterowany jest za pomocą dotykowego ekranu LCD (GCI) umieszczonego na barierce bocznej. Posiada funkcje jednostopniowego CPR, repozycjonowania pacjenta oraz umożliwia prowadzenie terapii zapobiegającej powstawaniu i leczącej odleżyny.

Szybka deflacja materaca przy użyciu jednego przycisku dla ułatwienia mobilizacji pacjenta.

Funkcja P-MAX pozwala na szybką inflację materaca w celu ułatwienia repozycjonowania lub transfer pacjenta.

Zintegrowana kieszka na kasetę RTG ogranicza konieczność zmian pozycji oraz dyskomfort pacjenta podczas wykonywania badania RTG.

Możliwość wyboru pomiędzy trybem ciągłego niskiego ciśnienia a trybem zmiennego niskiego ciśnienia dla elastyczności prowadzonej terapii.

Automatyczna kontrola ciśnienia w czasie rzeczywistym dzięki wewnętrznemu czujnikowi I-mmersion, który dostosowuje ilość powietrza w komorach materaca uwzględniając wzrost, wagę, kształt ciała i pozycję pacjenta bez konieczności interwencji personelu medycznego.

Zastosowanie technologii zarządzania mikroklimatem skóry pacjenta pozwala na efektywne odprowadzanie nadmiaru wilgoci i ciepła ze styku ciała z powierzchnią materaca.

Pięć indywidualnych stref niskiego ciśnienia dla zapewnienia optymalnej redystrybucji ciśnienia.

Wydzielona strefa pięt z ultraniskim ciśnieniem zapewnia optymalną ochronę tej szczególnie wrażliwej części ciała oraz lepsze podparcie tyłek pacjenta.

Hill-Rom Accella Therapy

Materac Hill-Rom Accella Therapy powstał w odpowiedzi na zewnętrzne, niezwiązane z pacjentem czynniki ryzyka powodujące uszkodzenia skóry. Pomaga w zapobieganiu powstawania odleżyn i wspomaga ich leczenie u dorosłych pacjentów z grupy od niskiego do bardzo wysokiego ryzyka.

Materac Hill-Rom Accella Therapy, łącząc tryby pracy Ciągłego Niskiego Ciśnienia (CLP) lub Zmiennego Niskiego Ciśnienia (ALP) z terapią zanurzeniową I-mmerision Therapy prowadzoną w czasie rzeczywistym, pozwala osiągnąć i utrzymywać najmniejszy możliwy poziom nacisku na powierzchnię skóry pacjenta.

W obu trybach terapii dokładna wartość poziomu redystrybucji ciśnienia jest automatycznie i w sposób ciągły regulowana przez wbudowany czujnik zanurzenia I-mmerision, który dobiera ciśnienie w komorach powietrznych materaca do wzrostu, wagi oraz pozycji ciała pacjenta.

Opatentowana technologia MCM pomaga w utrzymywaniu mikroklimatu odpowiedniego dla skóry pacjenta i zmniejsza ryzyko uszkodzenia tkanki pod wpływem nadmiaru ciepła i/lub wilgoci.

Całodobową ochronę skóry pacjenta przed powstawaniem odleżyn można uzyskać, dobierając poduszkę siedzeniową Reflex. Można ją podłączyć do tego samego co materac modułu napelniania powietrzem, ale także odłączyć po napelnieniu, co zapewnia większą swobodę pacjentowi przebywającemu poza łóżkiem.



Materac sterowany z dotykowego ekranu łóżka HR900 Accella



Zintegrowana kieszeń na kasetę RTG



Technologia kontroli ciśnienia zapewniająca maksymalną immersję



Pojedyncze połączenie z łóżkiem HR 900 Accella

Dane techniczne

Bezpieczne obciążenie robocze		250 kg
Zalecane obciążenie terapeutyczne		160 kg
Materac	Długość	203 cm
	Szerokość	92 cm
	Wysokość	21,5 cm
	Waga	17,5 kg
Poszycie materaca	Materiał poliamidowy z poliuretanową powłoką, zamek błyskawiczny 360°, zgrzewane szwy, o niskim współczynniku tarcia, rozciągliwy w dwóch kierunkach, paroprzepuszczalny, bakteriostatyczny, grzybobójczy i przeciwdrobnoustrojowy. Nadaje się do czyszczenia ściereczką i prania.	
Kieszeń na kasetę RTG	Standard	

Hill-Rom jest wiodącą globalną firmą produkującą technologie medyczne z ok. 10 000 pracownikami na całym świecie. Współpracujemy z dostawcami w ponad 100 krajach skupiając się na rozwiązaniach dotyczących opieki nad pacjentem w celu poprawy klinicznego oraz ekonomicznego wyniku w pięciu głównych obszarach: poprawa mobilności, ochrona oraz prewencja ran, uproszczenie pracy personelu medycznego, chirurgiczne bezpieczeństwo i wydajność oraz ochrona układu oddechowego. Na całym świecie ludzie, programy oraz produkty marki Hill-Rom działają zgodnie z jednym celem: poprawą wyników wśród pacjentów oraz ich opiekunów.

Nie wszystkie produkty/opcje są dostępne we wszystkich krajach. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących naszych produktów oraz serwisu prosimy o kontakt z Państwa lokalnym przedstawicielem Hill-Rom bądź o wizytę naszej strony internetowej:

www.hill-rom.com

Materac Accella Therapy jest przeznaczony do zapobiegania oraz leczenia odleżyn stopnia I, II, III oraz IV u pacjentów z grupy od niskiego do bardzo wysokiego ryzyka o wadze min. 30 kg oraz wzroście min. 146 cm w szerokim spektrum placówek służby zdrowia.

Klasa IIa
Jednostka notyfikowana: LNE/G-Med. CE0459
Producent: Hill-Rom S.A.S – BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner France

Opisany tu wyrób medyczny posiada oznaczenie CE i spełnia wszystkie wymagania stosownych przepisów. Firma Hill-Rom zaleca dokładne zapoznanie się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpiecznego i właściwego użytkowania sprzętu, dołączonymi do urządzeń medycznych. Odpowiedzialność za właściwe użytkowanie i konserwację tych wyrobów medycznych ponosi personel placówek służby zdrowia.

Firma Hill-Rom zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie, danych technicznych oraz modelach produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Jedyną gwarancją jakiej udziela firma Hill-Rom jest wyraźna gwarancja pisemna udzielona w trakcie sprzedaży lub dzierżawy produktów.


ParaMedica
POLSKA

Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k.
02-862 Warszawa, ul. Farbiarska 47
tel. 22 313 09 39
e-mail: handlowy@paramedica.pl
www.paramedica.pl

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom