

# NOSZE - KOSZ RATOWNICZY FERNO MODEL 71



## OPIS PRODUKTU:

Nosze ratownicze serii 71 to konstrukcja firmy FERNO w kształcie kosza. Jest podstawowym, trwałym i łatwym w obsłudze narzędziem do ewakuacji i transportu poszkodowanych. Nosze idealnie nadają się do użycia w niemal każdej sytuacji ratowniczej.

Model 71 zapewnia pacjentom pełną ochronę ciała przed urazami, nawet gdy muszą być transportowani po nierównym czy niebezpiecznym podłożu. Przestronne wnętrze umożliwia transport pacjenta w materacu próżniowym lub śpiworze termicznym. Pozwala na zabranie sprzętu podtrzymującego życie. Jest dostępny w kilku wersjach, aby spełnić Twoje specyficzne potrzeby.

### 71 - wersja jednoczęściowa:

- Wyposażona w cztery 2-częściowe pasy bezpieczeństwa pacjenta i z klamrami szybkozłączka. Są proste w użyciu i umożliwiają ratownikom łatwą zmianę ich położenia i płynną regulację długości
- Posiada rozmieszczone na obwodzie, wbudowane liczne uchwyty transportowe oraz mosiężne pierścienie przeznaczone do szybkiego i pewnego montażu zawiesi

### 71S - wersja dwuczęściowa:

- Dzielona na pół w celu kompaktowego przechowywania lub transportu do miejsca akcji ratunkowej
- Posiada system szybkiego, łatwego i bezpiecznego montażu ze szpilkowym zabezpieczeniem przez rozpięciem
- Zawiera te same funkcje co Model 71

## ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Obudowa z polietylenu o dużej gęstości jest wsparta na trwale przymocowanej, wytrzymałej aluminiowej ramie
- Powłoka odporna na chemikalia, promieniowanie UV, rdzę i korozję,
- Odlewane prowadnice i uchwyty
- Wbudowany wymienny materac piankowy o zamkniętych komórkach
- Liczne akcesoria dodatkowe
- Cztery 2-częściowe pasy zabezpieczające pacjenta w komplecie



MODEL	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	WAGA	OBCIĄŻENIE DOPUSZCZALNE
71	218,4 cm	61 cm	20,3 cm	10 kg	272 kg
71 S	218,4 cm	61 cm	20,3 cm	11 kg	272 kg

## INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:

MODEL	
<b>Model 71</b>	Nosze kosz ratowniczy wersja jednoczęściowa
<b>Model 71 S</b>	Nosze kosz ratowniczy wersja dwuczęściowa
<b>AKCESORIA</b>	<b>Nr kat. 0312390</b> Zawiesia do transportu wysokościowego regulowanej długości - Model 418-1
	<b>Nr kat. 0313898</b> Zawiesia do transportu wysokościowego (miękkie)
	<b>Nr kat. 0313897</b> Zawiesia do transportu wysokościowego (z metalowymi pierścieniami)
	<b>Nr kat. 0085480</b> Uchwyt do kroplówki
	<b>Nr kat. 0313943</b> 5-częściowy kołnierz pływający - Model 471
	<b>Model 387-A</b> Pokrowiec transportowy
	Nr kat. 0311800 - Pomarańczowy Nr kat. 0374804 - Pomarańczowy z białym krzyżem
<b>System kół do kosza ratowniczego 71/71 S Model Wheel-Kit 71 W-V for FERNO Basket Stretcher 71/71S</b>	

## KORZYŚCI:

- Produkt czołowego producenta sprzętu ratowniczego firmy FERNO USA zapewni sprawdzoną wysoką jakość urządzenia
- Zastosowane materiały zapewniają dużą wytrzymałość i odporność na trudne warunki działań ratowniczych, gwarantując długą żywotność noszy
- Odlewane prowadnice i uchwyty sprawiają, że nosze są łatwe w obsłudze
- Wbudowane wyścielenie w postaci materaca piankowego zwiększa komfort pacjenta
- Liczne akcesoria umożliwiające prowadzenie działań ratowniczych w trudnych warunkach terenowych, na wodzie oraz na wysokości
- Pasy zabezpieczające pacjenta z szybkim zapięciem są proste w użyciu i umożliwiają ratownikom łatwą zmianę położenia pasów w celu dopasowania do każdego pacjenta



W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa, ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl  
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

