

MATERAC PODCIŚNIENIOWY REDVAC

MODEL: VM8021E1X01 WERSJA S

OPIS PRODUKTU:

Materace są używane do transportu poszkodowanych z urazami kręgosłupa, złamaniami oraz innymi obrażeniami z miejsca wypadku do szpitala. Jego zadaniem jest unieruchomienie rannego w celu uniknięcia: przemieszczenia się złamań, pogłębienia się powstałych urazów, powstania nowych urazów w skutek niewłaściwego transportowania (przenoszenia) pacjenta. Do materaca dołączona jest pompka dwukierunkowa, przy pomocy której odciągane jest powietrze z materaca, torba do przechowywania materaca oraz zestaw naprawczy.

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Pokrycie materaca wykonane jest z wysokogatunkowego materiału PCV. Środek materaca wypełniony jest granulatem, który przy wytworzeniu podciśnienia zbija się tworząc sztywny szkielet
- 8 ergonomicznych rączek (po 4 szt. z każdej dłuższej strony materaca) do transportu umieszczonych na dolnych krawędziach bocznych
- Materac wyposażony jest w system 4 pasów o szerokości 40 mm z systemem szybkozłączy, służących do zabezpieczenia pacjenta
- Dodatkowa dopinana podłoga zabezpiecza przed uszkodzeniem powłokę rozpostartego materaca przy kontakcie z podłożem (zmniejsza ryzyko przebicia powłoki oraz jej zabrudzenia)
- Skonstruowany z materiałów przenikliwych dla promieni X
- Maksymalne unieruchomienie we wszystkich kierunkach
- Zapobiega dalszemu pogłębianiu się urazów
- Może być użyty w pozycji leżącej oraz siedzącej
- Dopasowuje się do naturalnych krzywizn ciała
- Niska waga w porównaniu z noszami
- Łatwo zmywalny, nie wchłania płynów fizjologicznych
- W zestawie z materacem torba transportowa w kolorze zielonym, pompka, zestaw naprawczy



WYMIARY	WAGA	ZAKRES TEMPERATURY PRACY
2,1 x 1 m	9 kg	od -20 do 80 °C



W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl

Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

