



OGRZEWACZ PŁYNÓW I.V. EMERGO

OPIS PRODUKTU:

Ogrzewacz EMERGO przeznaczony jest do transportu i równoczesne ogrzewanie do 3 litrów płynów infuzyjnych. Wbudowany mikrokontroler, reguluje podczas ogrzewania elektryczną temperaturę wnętrza, dzięki czemu po ogrzaniu płyny utrzymują temperaturę ciała (37°C +/-2) i są gotowe do natychmiastowego podania.

Urządzenie jest przystosowane do zasilania napięciem stałym 12 V z instalacji samochodowej lub z sieci 220 V poprzez zewnętrzny zasilacz. Wbudowany pasek transportowy umożliwia przenoszenie ogrzewacza na ramieniu. Dzięki systemowi mocowania ściennego można go bezpiecznie zamocować na ścianie karetki.

EMERGO posiada warstwę termoizolacyjną, która zapewnia utrzymanie temperatury na wymaganym poziomie przy niewielkim zużyciu prądu. Wyświetlacz umieszczony na zewnątrz ogrzewacza umożliwia szybką weryfikację uzyskania właściwej temperatury oraz stan ogrzewacza. Ogrzewacz wyposażony jest w system zabezpieczający przed przegrzaniem.

POKROWIEC TERMOIZOLACYJNY NA KROPLÓWKĘ służy do izolowanego podawania płynów w niskich temperaturach. Zapinany na system zamków błyskawicznych, z wylotem mocowanym do kończyny pacjenta za pomocą taśm velcro. System zamknięcia suwaka pozwala na regulację i obserwację przepływu płynu w aparacie do przetoczeń.

Wewnętrzna strona zawiera kieszenie umożliwiające dodatkowe dogrzewanie toczonych płynów za pomocą chemicznych wkładów grzewczych.

Pokrowiec można doposażyć w system pozwalający na szybkie toczenie płynów infuzyjnych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Szerokość 320 mm
- Wysokość 230 mm
- Głębokość 100 mm
- Waga pustej torby: 980 gramów
- Objętość – 3 l płynów w workach infuzyjnych (np. 3 x 1 l)
- Materiał Tkanina poliamidowa powlekana akrylem
- Napięcie 12 V
- Moc (20 °C) 75 W
- Pobór prądu 6,25 A
- Opór 1,94 Ω ± 10 %

KOMPLETNY ZESTAW ZAWIERA:

- Ogrzewacz płynów EMERGO
- Pasek do przenoszenia
- Szyna do mocowania na ścianie
- Pokrowiec termoizolacyjny na kroplówkę
- 2 chemiczne pakiety grzewcze (opcja)

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:

MODEL	
10.021	Pojemnik - ogrzewacz płynów infuzyjnych, EMERGO 3l, czarny
09.029	Szyna do mocowania ogrzewacza [10.021] na ścianie
10.020-T	Pokrowiec termoizolacyjny na kroplówkę, 1 l + element grzejny duży i mały oraz mankiet ciśnieniowy
10.022	Pasek na ramię do ogrzewacza [10.021]
S-009122	Instalacja elektryczna do ambulansu, do podłączenie ogrzewacza [10.021]



W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl

Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

