

REDUKTOR MEDITECH Z SZYBKOZŁĄCZKĄ AGA MODEL: 780-0403-10



OPIS PRODUKTU:

Regulatory Meditech z serii 55SL są wyrobami medycznymi klasy IIb. Produkowane są ze stopu aluminium, z mosiężną ścieżką tlenową wysokiego ciśnienia dla większego bezpieczeństwa. Są przeznaczone do użytku mobilnego, gdzie niewielka waga jest niezwykle istotna. Regulatory z serii 55SL są sprzedawane z 5-letnim okresem gwarancji i gwarancją na wady fabryczne.

Zalecana żywotność produktu to 10 lat. Regulatory są zaprojektowane do pracy przy ciśnieniu wlotowym (ciśnienie robocze butli tlenowej) do 200 barów. Nominalne ciśnienie wylotowe wynosi 4 bary. Wszystkie reduktory zawierają filtr wlotowy i wbudowany zawór bezpieczeństwa.

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Gwint wejściowy – DIN $\frac{3}{4}$ "
- Ciśnienie wejściowe – 200 bar
- Ciśnienie wyjściowe – 4 bar
- Wyjście – AGA
- Wymiary – 10 x 7 cm
- Waga – 0,3 kg
- Temperatura pracy – od -20 do $+60^{\circ}\text{C}$
- Temperatura przechowywania – od -40 do $+60^{\circ}\text{C}$



W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa, ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl

Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

