

HILLROM THERAPY 2 INTELIĞENTNY MATERAC POWIETRZNY, PRZECIWODLEŻYNOWY Z FUNKCJĄ CIĄGŁEJ ROTACJI BOCZNEJ



OPIS PRODUKTU:

Zapewnij każdemu pacjentowi opiekę, jakiej potrzebuje, dzięki Therapy 2 – samodzielnemu, całkowicie powietrznemu materacowi przeznaczonemu do opieki nad pacjentami hospitalizowanymi na oddziałach półintensywnej opieki medycznej oraz intensywnej terapii (OIT).

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Dzięki zaawansowanym: funkcjom wspomagającym układ oddechowy, trybom terapii ochrony skóry, bezdotykowemu, ciągłemu monitorowaniu pracy serca i częstości oddechów oraz innym funkcjom, materac Therapy 2 sprawdza się szczególnie u pacjentów wymagających profilaktyki powikłań płucnych powiązanych z unieruchomieniem.
- Ponieważ mobilizacja wspiera prewencję odleżyn, materac wyposażono w funkcje wspomaganie obrotu, programowalnej ciągłej rotacji bocznej, wygodnego ułożenia pacjenta w pozycji pronalnej oraz przypomnienia o konieczności wykonania obrotu ciała pacjenta.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Odleżyny od 1 do 4 stopnia
- Pokrowiec zgrzewany ultradźwiękowo
- Tryby: mobilizacji, przeciwoleżynowy oraz ciągła rotacja boczna pozwalają osiągnąć maksymalny kąt 30° w czasie krótszym niż 35 sekund dla pacjenta o masie ciała poniżej 140 kg
- Tryb zmiennego ciśnienia - czas cyklu: 10 minut
- Średnia wydajność parowania 30 HOB, 51,8 (g/ sqm -hr)
Średni suchy przepływ 2 30 HOB 31,6 (W/m2)
dotyczy: Zaawansowana technologia Microclimate®
- Pięć indywidualnych stref niskiego ciśnienia. Regulacja ciśnienia w czasie rzeczywistym kontrolowana przez wewnętrzny czujnik I-mersion. Komory powietrzne rotujące pacjenta

| SZEROKOŚĆ | DŁUGOŚĆ | WYSOKOŚĆ | MASA CIAŁA PACJENTA | WAGA MATERACA |
|-----------|---------|----------|------------------------|---------------|
| 92 cm | 203 cm | 25 cm | 40 –185 kg | 26 kg |

KORZYŚCI:

- Cicha praca w połączeniu z wysokiej wydajności ochroną skóry (CLP, AP, MCM).
- Terapia zarządzania mikroklimatem skutecznie usuwa nadmiar ciepła i wilgoci ze skóry pacjenta, zwłaszcza w okolicy krzyżowej, gdzie odleżyny rozwijają się najczęściej.
- Tryb Mobilizacji Pacjenta usprawnia obracanie pacjenta i pomaga odciążyć personel podczas zmiany pościeli lub opatrunku.
- Tryb Odleżyny umożliwia rotowanie ciała pacjenta, co redukuje nacisk w okolicy krzyżowej.
- Tryb Płuczny pozwala personelowi na stosowanie zaawansowanej ciągłej rotacji bocznej w oparciu o programowalne parametry kąta wychylenia oraz czasu jego trwania; materac Therapy 2 obraca pacjenta (średnio) o 37°.
- Tryb pozycji na brzuchu umożliwia kontrolowane napełnianie i opróżnianie stref pod klatką piersiową, jamą brzuszną i miednicą, zmniejszając nacisk na okolice anatomiczne, które są szczególnie narażone na ucisk w pozycji brzusznej. ***Dodatkowa funkcja**
- Alarm wyjścia pacjenta z łóżka automatycznie wykrywa, kiedy pacjent schodzi z materaca. Ta funkcja jest szczególnie przydatna dla personelu pełniącego dyżury nocne oraz w okresie wzmożonej pracy. ***Dodatkowa funkcja**
- Bezdotkowy system ciągłego monitorowania jest drugą „parą oczu” uzupełniającą punktowe i ciągłe pomiary parametrów życiowych. Dzięki temu opiekun otrzymuje ostrzeżenia, kiedy częstość pracy serca i oddechu przekracza określoną wartość graniczną. ***Dodatkowa funkcja**
- Inteligentny, konektywny materac pozwala zdalnie przysyłać dane urządzenia, powiadomienia i przypomnienia.



W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

