

POWERX2

Podnieś swoje oczekiwania.



Nowy system noszy FERNO®POWER X2 zapewnia kompatybilność z innymi systemami i oferuje większą moc, widoczność i łatwość manewrowania niż wiodące nosze elektryczne konkurencji. Zaprojektowane, skonstruowane i wykonane z myślą o bezpieczeństwie i łatwym użytkowaniu w najtrudniejszych warunkach. Zapewniają obsługującym stabilność w nieprzewidywalnym środowisku, pozwalając im skupić się na bezpiecznej opiece nad pacjentem i transporcie.



CROSSLOCK

UNIKALNA KOMPATYBILNOŚĆ
Z RĘCZNYMI I ELEKTRYCZNYMI
SYSTEMAMI MOCOWANIA



EZGLIDE

O 27% WIĘKSZE KOŁA I ZWIĘKSZONY
PRZĘSWIT POD NOSZAMI, ZWIĘKSZA
STABILNOŚĆ I ŁATWOŚĆ
MANEWROWANIA



SCENE BRIGHT

DWUSTOPNIOWE OŚWIETLENIE 360°



ENDURACHARGE

AKUMULATOR LiFePO4 36 V TRWAŁOŚĆ
2X DŁUŻSZA NIŻ U KONKURENCJI

LEPSZA OPIEKA NAD PACJENTEM, WYGODA I BEZPIECZEŃSTWO

- Regulowane pneumatyczne oparcie pleców zwiększające komfort pacjenta
- Uszczelniony materac z podgłówkiem dla zwiększenia komfortu pacjenta
- Pozycja przeciwwstrząsowa unosi stopy pacjenta, wspomagając leczenie w stanach wstrząsowych
- Podparcie pod kolana* zwiększa przestrzeń między obsługującym od strony nóg pacjenta a jego stopami, zapewniając dodatkowy komfort
- Możliwość dostosowania do potrzeb pacjenta dzięki szerokiej gamie akcesoriów

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO RATOWNIKÓW, EFEKTYWNOŚĆ I ŁATWOŚĆ MANEWROWANIA

- 19,3 cm koła EZGlide zwiększają prześwit pod noszami i zapewniają doskonałą sprawność
- Lepsze oświetlenie dzięki zastosowaniu technologii SceneBright – dwustopniowe lampy LED zapewniające oświetlenie we wszystkich kierunkach (360°)
- Większa łatwość manewrowania w ciasnych przestrzeniach dzięki teleskopowej ramie nośnej
- Blokady kół kierunkowych* dla zapewnienia dodatkowej kontroli w ciasnych przestrzeniach
- Uchwyt do ciągnięcia/pchania* dla zapewnienia optymalnej kontroli i komfortu podczas transportu pacjentów na niższych wysokościach
- Programowalna wysokość zładunku dopasowana do podłogi w karetce
- Opcja obsługi ręcznej w przypadku braku zasilania
- Hak na wyposażenie zamontowany na oparciu pleców pozwala zachować wolne ręce

ZRÓWNOWAŻONA INWESTYCJA DZIĘKI KOMPATYBILNEJ KONSTRUKCJI

Nosze FERNO® POWER X2 są kompatybilne z następującymi systemami i elementami:

- System mocowania noszy FERNO POWER F2**
- Ręczny mechanizm mocowania noszy FERNO PRO F1**
- Systemy FERNO i Stryker® Antler Rail / systemy mocowania do transportu wielu poszkodowanych
- Ręczny mechanizm mocowania noszy Stryker Performance-LOAD**
- System załadunku Stryker Power-LOAD**

ZAPROJEKTOWANE Z MYŚLĄ O NIEZAWODNOŚCI, TRWAŁOŚCI I SPRAWNOŚCI

- Nowoczesna konstrukcja siłownika dla zapewnienia większej niezawodności i ograniczenia ciężaru
- Zintegrowany system ładowania ICS® usprawnia zarządzanie akumulatorem** (dostępny z transporterem POWER F2 i uniwersalnym systemem mocowania noszy Pro F1)
- Na ekranie LCD wyświetlana jest liczba cykli eksploatacyjnych noszy, co ułatwia planowanie serwisu
- Testowane w kontrolowanym środowisku, gwarantując ponad 10 lat eksploatacji

* WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

** ZESTAW ZAPEWNIĄCY ZGODNOŚĆ MOCOWAŃ NOSZY FERNO® POWER X2™ Z SYSTEMEM FERNO® POWER F2™, FERNO® PRO F1, STRYKER® PERFORMANCE-LOAD® ORAZ STRYKER® POWER-LOAD®.

Więcej informacji na stronie
POWER-X2.FERNO.COM

SPECYFIKACJA

NR KATALOGOWY
0015816

DŁUGOŚĆ (MAKS.)
202,45 CM

DŁUGOŚĆ (MIN.)
166,3 CM

WAGA*
66 KG

NOŚNOŚĆ
318 KG (BEZ WSPOMAGANIA)
500 KG (W POŁOŻENIU ZŁOŻONYM)

ZASILANIE
AKUMULATOR LiFePO4 36,3 V

*WAGA BEZ MATERACA I PASÓW MOCUJĄCYCH.

FIRMA FERNO® ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY SPECYFIKACJI BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.

AKCESORIA

UCHWYT DO CIĄGNIĘCIA/PCHANIA

STOJAK NA KROPLÓWKĘ

KIESZEŃ MAGAZYNOWA Z SIATKI STO-NET

UCHWYT PLATFORMY PACRAC

UCHWYTY RUROWY

UCHWYT BUTLI TLENOWEJ NA RAMIE NOŚNEJ

UCHWYT BUTLI TLENOWEJ NA OPARCIU PLECÓW

ZASOBNIK NA AKCESORIA

SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY DO TRANSPORTU DZIECI
PEDI MATE® +

SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY DO TRANSPORTU
NOWORODKÓW NEO MATE

KANGOOFIX

SYSTEM LBS JR. DO POSZERZANIA RAMY PACJENTA

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ZACZEP NA WYPOSAŻENIE

MATERAC Z PODGŁÓWKIEM

BLOKADY KÓŁ OD STRONY NÓG

UCHWYT OD STRONY NÓG

OŚWIETLENIE

PASY MOCUJĄCE OZNACZONE KOLORAMI

WYŚWIETLACZ STANU Z LICZNIKIEM CYKLI

AKUMULATOR LiFePO4 36 V

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI*

SAE J3027

CAAS-GVS

IP56

KKK-A-1822F

NFPA 1900

IEC 60601-1-2

ISTA 3B

EN 1789

*NOSZE FERNO® POWER X2 SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA POWYŻSZYCH NORM, JEŻELI SĄ UŻYWANE Z ZESTAWEM ZAPEWNIĄJĄCYM ZGODNOŚĆ MOCOWAŃ Z SYSTEMEM PRO F1™.