

ZOLL


ParaMedica
P O L S K A



ZOLL M2™

**Kompleksowa pomoc
w sytuacjach zagrożenia życia**

Sprawdzona jakość w nowym wydaniu


Defibrylatory firmy ZOLL zaprojektowano tak, aby sprostały wszelkim wyzwaniom związanym z ratowaniem ludzkiego życia. Zaawansowane monitorowanie pacjenta, wspomaganie jakości RKO i elektroterapia na wysokim poziomie to standardy stworzone przez firmę ZOLL, które zapewniają optymalną opiekę nad pacjentem.

ZOLL M2™ jest jednym z nich.



Sprawdzona technologia

Jako część oferty produktów do resuscytacji firmy ZOLL, defibrylator ZOLL M2 stawia na pierwszym miejscu realne wsparcie podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz wysoką skuteczność elektroterapii



DWUFAZOWY, REKTALINEARNY, NISKOPRĄDOWY IMPULS DEFIBRYLACYJNY

Dokładny dobór parametrów takich, jak: czas, napięcie i natężenie impulsu, gwarantuje najwyższą skuteczność defibrylacji, jednocześnie zmniejszając uszkodzenie komórek mięśnia sercowego. Automatyczny pomiar impedancji klatki piersiowej pozwala dopasować wartość energii do każdego pacjenta.



MONITOROWANIE JAKOŚCI RKO

Wysokiej jakości uciski klatki piersiowej bez informacji zwrotnej są bardzo trudne do osiągnięcia. Firma ZOLL od lat kładzie duży nacisk na wspomaganie klinicystów podczas przeprowadzania RKO. Technologia Real CPR Help® z informacją zwrotną dot. jakości ucisków wspiera personel podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowych.



UNIKALNA NISKOPRĄDOWA STYMULACJA

Opatentowana technologia stymulacji ze stałoprądowym (40 ms) impulsem charakteryzuje się najwyższą efektywnością, przy najniższym wymaganym natężeniu prądu. Takie rozwiązanie zapewnia skuteczność zabiegu i komfort pacjenta.



MIĘKKIE ŁYŻKI WIELOKROTNEGO UŻYTKU

Alternatywa dla klasycznych zewnętrznych łóżek twardych, pozwalająca dodatkowo na monitorowanie jakości RKO.

Dopasowany do potrzeb

Od podstawowych zabiegów po najbardziej złożone wyzwania związane z leczeniem pacjenta - ZOLL M2 oferuje różne konfiguracje, dobrane do wszystkich potrzeb personelu medycznego i pacjenta w zakresie resuscytacji, w tym SpO2, 12-odprowadzeniowe EKG, NIBP, EtCO2, pomiar częstości oddechów oraz temperatury.



ZOLL MEDICAL CORPORATION

Firma z grupy Asahi Kasei | 269 Mill Road | Chelmsford, MA 01824 | 978-421-9655 | 800-804-4356 | www.zoll.com

Więcej informacji na temat ZOLL M2 można znaleźć na stronie: info.zoll.com/m2

Copyright © 2022 ZOLL Medical Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Real CPR Help, ZOLL M2 i ZOLL to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy ZOLL Medical Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe stanowią własność ich odpowiednich właścicieli.
Produkt niedostępny w sprzedaży w USA. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków nie dokonała przeglądu i nie dopuściła tego produktu do obrotu.

Wydrukowano w USA.
MCN IP 2011 0394-04


ParaMedica
P O L S K A

Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Farbiarska 47, 02-862 Warszawa
tel. 22 313 09 39
e-mail: handlowy@paramedica.pl
www.paramedica.pl

ZOLL