

X Series® Advanced

ZOLL®



MOVING CARE FORWARD

NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANY MONITOR/DEFIBRYLATOR FIRM





Y ZOLL

Aby poprawić jakość opieki nad pacjentami, personel medyczny musi mieć dostęp do informacji zwrotnych i danych dotyczących każdego etapu akcji ratunkowej. Dostęp do klinicznych informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym na miejscu zdarzenia daje możliwość zapewnienia najwyższej jakości opieki i umożliwia prowadzenie postępowania odpowiedniego do stanu pacjenta.

Kliniczne informacje zwrotne w czasie rzeczywistym – dostępne wyłącznie dzięki rozwiązaniom firmy ZOLL

Od lat urządzenia firmy ZOLL® dostarczają kliniczną informację zwrotną dotyczącą RKO w czasie rzeczywistym, aby pomóc ratownikom w wykonywaniu wysokiej jakości ucisków klatki piersiowej pacjentów z zatrzymaniem krążenia. Monitor/defibrylator X Series® Advanced daje nowe możliwości wykraczające poza zatrzymanie krążenia, zapewniając kliniczną informację zwrotną w czasie rzeczywistym dla pacjentów z niewydolnością oddechową i pacjentów z urazowym uszkodzeniem mózgu:



Real CPR Help® – zapewnia kliniczną informację zwrotną w czasie rzeczywistym dotyczącą częstości i głębokości uciśnień klatki piersiowej



Real BVM Help™ – zapewnia kliniczną informację zwrotną w czasie rzeczywistym dotyczącą objętości i częstości wentylacji



TBI Dashboard™ – dostarcza właściwych informacji we właściwym czasie, aby pomóc ratownikom w skutecznym postępowaniu z pacjentami z urazowym uszkodzeniem mózgu (TBI)


DOSTOSUJ POSTĘPOWANIE NA PODSTAWIE KLUCZOWYCH DANYCH

Wybór postępowania uzależniony od stanu chorego

W ratownictwie dostęp do właściwych danych pomaga w postępowaniu z pacjentami z urazami, zatrzymaniem krążenia, bólem w klatce piersiowej, niewydolnością oddechową, stanami zagrożenia życia u dzieci i w innych sytuacjach. X Series Advanced dostarcza danych i informacji zwrotnych na temat RKO, wentylacji i TBI, zwiększając zakres możliwości leczenia różnych pacjentów w porównaniu z innymi aktualnie dostępnymi monitorami/defibrylatorami.




Standardowy monitor/defibrylator



- Zatrzymanie krążenia
- STEMI
- Inne

X Series Advanced



- Zatrzymanie krążenia
- STEMI
- Układ oddechowy
- Uraz
- Inne



Bezproblemowa integracja urządzeń

W przypadku pacjentów z zatrzymaniem krążenia, X Series Advanced oferuje funkcje Real CPR Help i Real BVM Help, zapewniając jednocześnie informacje zwrotne w czasie rzeczywistym na temat RKO i jakości wentylacji. W połączeniu z systemem AutoPulse®, urządzeniem do mechanicznej kompresji klatki piersiowej firmy ZOLL, X Series Advanced rejestruje unikalne dane ucisków klatki piersiowej i wyświetla je na ekranie.

Łatwy dostęp do danych

Dzięki programowi RescueNet® CaseReview można przeglądać dane po zakończeniu czynności związanych z danym pacjentem z użyciem urządzenia X Series Advanced w celu zapewnienia/doskonalenia jakości opieki – wiarygodne dane z urządzenia są dostępne od ręki. Wystarczy naciśnięcie jednego przycisku, aby dokumentacja została przesłana bezpośrednio do zabezpieczonego systemu w celu dostępu do raportu z podsumowaniem przebiegu zdarzenia. Dostęp do danych, w tym parametrów wentylacji i RKO jest szybki, wystarczy otworzyć przeglądarkę internetową.






**POTRZEBUJESZ WIĘCEJ
INFORMACJI?**

Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem, dystrybutorem
lub partnerem firmy ZOLL albo wysłanie wiadomości e-mail
na adres **ServiceContractsAdmin@zoll.com**

Moc telemedycyny

Dzięki funkcji zdalnego widoku (streaming), technologii telemedycznej firmy ZOLL, dane z urządzeń X Series Advanced mogą być na bieżąco udostępnione, gdzie tylko będą potrzebne. Widok zdalny (streaming) może zapewnić doskonałe wsparcie merytoryczne dla zespołów ratunkowych będących nawet w bardzo odległym miejscu.

Przesyłanie danych z urządzeń X Series® Advanced



Wieża sieci komórkowej



Serwer widoku zdalnego



Przeglądarka internetowa





Autoryzowany dystrybutor i serwis:



Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k.
02-862 Warszawa, ul. Farbiarska 47
tel. 22 313 09 39
e-mail: handlowy@paramedica.pl
www.paramedica.pl

ZOLL MEDICAL CORPORATION

Firma z grupy Asahi Kasei | 269 Mill Road | Chelmsford, MA 01824 | prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub partnerem | www.zoll.com

Copyright © 2020 ZOLL Medical Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. X Series i ZOLL są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ZOLL Medical Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie inne znaki handlowe są własnością ich właścicieli. Urządzenia ZOLL X Series Advanced nie są dostępne w sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Produkt ten nie uzyskał zezwolenia/zatwierdzenia przez Food and Drug Administration.

Wydrukowano w Stanach Zjednoczonych. MCN EP 2006 0314-04

ZOLL®