



CIŚNIENIOMIERZ RĘCZNY

Welch Allyn DuraShock™ DS54

Model: DS-5401-189

OPIS PRODUKTU:

Ciśnieniomierz ręczny z wysoką odpornością manometru na wstrząsy

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Wysoka odporność manometru na wstrząsy – technologia DuraShock™, spełnia normy AAMI dotyczące odporności na upadek z wysokości 76 cm
- Dodatkowa osłona manometru zwiększająca wytrzymałość mechaniczną
- Wysoka dokładność pomiaru – mechanizm oparty na spiralnej sprężynie bez tradycyjnych przegród
- Laserowo grawerowana skala, zapewniająca precyzyjny i trwały odczyt mierzonych wartości
- Płynnie regulowany zawór spustowy – tradycyjny, obrotowy zawór umożliwiający dokładne sterowanie wypuszczaniem powietrza
- Manometr z numerem seryjnym, umożliwiający jednoznaczną identyfikację urządzenia
- Manometr zgodny z normą AAMI w zakresie dokładności i odporności na uszkodzenia
- Możliwość zastosowania łyżki stabilizującej gruszkę (akcesorium dopuszczalne przez Zamawiającego)
- W zestawie: etui ochronne

GWARANCJA:

- Kalibracja: 5 lat
- Gruszka, zawór, mankiet: 1 rok

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.
Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

