

DESKA ORTOPEDYCZNA NAJO

OPIS PRODUKTU:


Lekkość, wytrzymałość i bezpieczeństwo to wyjątkowe cechy deski ortopedycznej Najo®Lite. Opracowana i zaprojektowana do zastosowań związanych z unieruchomieniem i urazami przy wypadkach drogowych.

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Jednoczęściowa stożkowa konstrukcja z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) zapobiega przedostawaniu się płynów organicznych lub zanieczyszczeń do wnętrza, zapewniając w ten sposób łatwą dezynfekcję,
- Wyjątkowa wytrzymałość i duża lekkość sprawiają, że deska ortopedyczna Najo®Lite może być używana także w środowisku wodnym,
- Wyposażona w centralną szczelinę, która umożliwia niezależne unieruchomienie kończyn dolnych,
- 22 uchwyty zapewniają obsługującym ergonomiczny i bezpieczny sposób trzymania, i pozwalają na dopasowanie pasów unieruchamiających w zależności od potrzeb pacjenta,
- Przezierna w stopniu diagnostycznym dla promieni RTG,
- Dostępna w różnych kolorach, z trzpieniami do montażu pasów lub bez nich,
- Ewakuacja w pozycji pionowej,
- Transport w noszach - koszu ratowniczym,
- Transport na noszach w środkach ewakuacji medycznej,
- Zgodna z normą PN-EN 1865-1+A1

Pasy zabezpieczające do deski ortopedycznej:

- Dwuczęściowa konstrukcja pasa,
- Możliwość regulacji długości,
- Zapięcie pasów w postaci metalowego szybkozłącza,
- Mocowanie pasa do deski za pomocą metalowych, obrotowych karabińczyków,
- Kodowanie pasów kolorami,
- 4 szt. pasów w zestawie



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Długość	Szerokość	Wysokość	Waga	Nośność
183 cm	41 cm	4,5 cm	6,6 kg	204 kg

DOSTĘPNE MODELE:

275201205	Deska ortopedyczna Najo Lite, żółta, 10 bolców
275201208	Deska ortopedyczna Najo Lite, pomarańczowa, 10 bolców
275201203	Deska ortopedyczna Najo Lite, niebieska, 10 bolców
NB5500	Deska ortopedyczna Najo Lite, wersja militarna, bez bolców

AKCESORIA OPCJONALNE:

0313855	Stabilizator głowy 445, pomarańczowy
0832092	Jednorazowy stabilizator głowy 455 (10 szt.)
0822094	Kołnierz szyjny WizLoc 449-I (3 szt.)
770-E	System pasów typu „pająk”

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa, ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

