

FOLIA BLIZZARD EMS DWUWARSTWOWA

OPIS PRODUKTU:

Koc ratunkowy Blizzard EMS, wykonany z dwuwarstwowego materiału Reflexcell™ z metalizowaną folią OPP, skutecznie chroni organizm przed utratą ciepła - także w trudnych warunkach pogodowych. Elastyczna struktura dopasowuje się do ciała, a uwięzione powietrze zapewnia efektywną izolację. Taśma samoprzylepna umożliwia szybki dostęp do poszkodowanego bez zdejmowania koca.

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Ochrona termiczna w terenie - ogranicza wychłodzenie organizmu i może wspierać działania w przypadku hipotermii
- Lepsza izolacja ciepła - materiał Reflexcell® zatrzymuje ciepło skuteczniej niż standardowe koce ratunkowe
- Odporność na warunki atmosferyczne - zabezpiecza przed deszczem, śniegiem i silnym wiatrem
- Nie zajmuje dużo miejsca w ekwipunku - waży 242 g i zmieści się w kieszeni lub plecaku
- Ułatwiony dostęp do poszkodowanego - dzięki samoprzylepnej taśmie, koc można otwierać i zamykać bez jego całkowitego zdejmowania
- Lepsza widoczność - intensywny kolor pomaga w lokalizacji osoby w trudno dostępnym terenie
- Przygotowany do szybkiego użycia - zapakowany próżniowo, pasuje do większości zestawów ratowniczych (ZRM, IFAK, SAR) – model BPS2-10(V)
- Trwałość - produkt zachowuje właściwości przez 10 lat bez konieczności wymiany

WYMIARY PO SPAKOWANIU	WYMIARY PO ROZŁOŻENIU	WAGA Z OPAKOWANIEM	MATERIAŁ	ZAMKNIĘCIE
12 x 11 x 5 cm	230 x 196 cm	250 g	dwuwarstwowy Reflexcell™ z metalizowaną folią OPP	taśma samoprzylepna wielokrotnego użytku

DOSTĘPNE WERSJE

BPS2-10	koc w formie zwiniętej
BPS2-10(V)	koc w opakowaniu próżniowym

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa, ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.
Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

