

FOLIA BLIZZARD TRÓJWARSTWOWA

OPIS PRODUKTU:

Koc ratunkowy Blizzard BPS-10 wykonany z trójwarstwowego materiału izotermicznego Reflexcell™ z samoprzylepną taśmą, umożliwiającą szybki dostęp do poszkodowanego. Koc jest wiatroszczelny, wodoodporny i skutecznie chroni przed wychłodzeniem. Polecany do zapobiegania i leczenia hipotermii w działaniach ratowniczych i wojskowych.

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Izolacja termiczna 7,5 tog - poziom odpowiadający średniej grubości śpiworowi; ogranicza wychłodzenie organizmu w temperaturach około 0°C
- Trójwarstwowy materiał Reflexcell™ - chroni przed utratą ciepła, wiatrem i wilgocią
- Nie zajmuje dużo miejsca w ekwipunku - waży 525 g z opakowaniem i mieści się w plecaku lub torbie ratowniczej
- Ułatwiony dostęp do poszkodowanego - dzięki taśmie samoprzylepnej, koc można otwierać i zamykać bez jego całkowitego zdejmowania
- Odporność na warunki atmosferyczne - wodoodporna i wiatroszczelna powierzchnia
- Opakowanie próżniowe - zapewnia długotrwałą ochronę produktu i zmniejsza objętość
- Lepsza widoczność - intensywny kolor pomaga w lokalizacji osoby w trudno dostępnym terenie

WYMIARY PO SPAKOWANIU	WYMIARY PO ROZŁOŻENIU	WAGA Z OPAKOWANIEM	MATERIAŁ	ZAMKNIĘCIE
30 x 25 x 7 cm	240 x 190 cm	525 g	trójwarstwowy Reflexcell™	taśma samoprzylepna wielokrotnego użytku

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa, ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.
Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

