

KOC NA OPARZENIA BURNSHIELD

OPIS PRODUKTU:

Koce Burnshield przeznaczone do zabezpieczenia strażaków i poszkodowanych podczas ewakuacji z zagrożonych pożarem stref. Mogą być także stosowane do gaszenia płomieni na ciele oraz jako opatrunek hydrożelowy, który chłodzi, zmniejsza ból i wspiera regenerację tkanek podczas transportu. Wykonane w 100% z wełny o specjalnej strukturze. Wyposażone w pasek na ramię ułatwiający przenoszenie.

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Możliwość gaszenia płomieni bezpośrednio na ciele poszkodowanego
- Zapewnienie chłodzenia i wilgotnego środowiska sprzyjającego leczeniu oparzeń
- Redukcja bólu i wspomaganie regeneracji podczas transportu
- Łatwe przenoszenie dzięki paskowi na ramię
- Wykonanie z naturalnej wełny o specjalnej strukturze dla efektywnej ochrony



WYMIARY	MATERIAŁ	PRZEZNACZENIE
2,45 x 1,6 m 1,2 x 1,6 m	100% wełna	zabezpieczenie poszkodowanych podczas ewakuacji, gaszenie płomieni, opatrunek hydrożelowy

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa, ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.
Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

