



ParaMedica
P O L S K A

médipréma

INKUBATOR TRANSPORTOWY NITE – REF. 5020

Istotne informacje



Inkubator transportowy **NITE** jest zaprojektowany specjalnie dla oddziałów intensywnej opieki medycznej w celu umożliwienia wszelkiego rodzaju transportu noworodków (transportu wewnętrznego, zewnętrznego, długo- lub krótkotrwałego).



INKUBATOR TRANSPORTOWY NITE – REF. 5020

SPECYFIKACJA

- **Regulacja temperatury:**
 - powietrza od 28 do 39°C (z bezpiecznym dostępem pow. 37°C).
 - skóry od 35 do 38°C (z bezpiecznym dostępem pow. 37°C).

Główny napromiennikowy system nagrzewania mieści się w górnej części kopuły nad dzieckiem.

- **Sonda do pomiaru temperatury powietrza umieszczona jest** w kopule w połączeniu z sondami do pomiaru temperatury w komorze grzewczej. Doskonale pozwala na dostosowanie ogrzewania, które bezpiecznie działa niezależnie od warunków otoczenia.
- **Moc grzewcza:** 320 W (moc 450 VA)
- **Wewnętrzna bateria** (od 15 do 45 min)
Możliwość dołączenia baterii zewn. (1–2 godz.)
- **Napięcie robocze:** AC: 110–240 V ($\pm 10\%$) / 50/60/400 Hz, DC: 12–36 V
- **Klasyfikacja elektryczna II**
- **Klasa IIb sprzętu med.**

OPIS

- **Informacje wyświetlane na wyświetlaczu**
 - LCD język: (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki)
 - Monitorowanie temperatury skóry i powietrza w czasie rzeczywistym (widoczne w postaci wykresu).
 - Widoczna rzeczywista temp. powietrza i skóry oraz ustawiona, żądana temp. powietrza i skóry (servokontrola)
 - Informacja czy temp. skóry i powietrza jest aktualnie za wysoka czy za niska, ikona alarmów
- **Bardzo przestronna wykonana z pleksiglasu kopuła** z perfekcyjną widocznością z 5 stron
- **Dostęp do dziecka z 4 stron:**
 - Dostęp z przodu: duże drzwi z 2 portami w kształcie kół
 - Dostęp z tyłu: duże drzwi z 2 portami w kształcie kół
 - Dostęp od strony głowy: podwójne drzwiczki
 - Dostęp od strony stóp: podnoszone drzwi
- **Możliwy dostęp od góry:** podnoszona kopuła
- **Opuszczana część materaca od strony głowy dziecka,** aby zapewnić do niego wygodny dostęp
- **Leże dziecka:** 61 x 34 cm, umieszczone w bezpiecznych wyciszonych blokach w celu zmniejszenia wibracji. Podnoszone leże od strony stóp, dzięki czemu można dostosować pozycję dziecka do rodzaju transportu i wyposażenia, możliwe wysunięcie leża z kopuły inkubatora.
- **Obudowa z wtyczką do zamontowania oświetlenia.**
- **Wymiary:** dł. x szer. x wys. 91 x 58 x 51,8 cm
- **Waga:** 36,5 kg
- **4 bloki mocujące** do transportera



OPCJE I AKCESORIA

- Wbudowany czujnik tlenu
- Pręt z haczykami na płyny
- Możliwe zastosowanie do transportu wew., zewn. oraz śmigłowców
- Oświetlenie
- Pokrywa izotermiczna
- Materac transportowy z mikrogranulatu
- 1- lub 2- godzinna zewnętrzna bateria
- Ramię podtrzymujące wąż do wentylacji



ParaMedica
POLSKA

Dystrybutor:

Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Farbiarska 47, 02-862 Warszawa
tel. 22 313 09 39
e-mail: handlowy@paramedica.pl
www.paramedica.pl

PP-NITE-201124

médipréma



Made in France