

WODOODPORNY KOC BAKTERIOSTATYCZNY CLINIBED

OPIS PRODUKTU:

Koc bakteriostatyczny Clinibed, przeznaczony do użytku medycznego w środowiskach o podwyższonym ryzyku zakażeń. Zapewnia skuteczną ochronę termiczną poszkodowanemu, jednocześnie ograniczając ryzyko transmisji drobnoustrojów.

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Skuteczna ochrona termiczna poszkodowanego
- Ograniczenie ryzyka zakażeń - materiały bakteriostatyczne zapobiegają rozwojowi bakterii i drobnoustrojów
- Wodoodporność - koc nie przepuszcza cieczy ani płynów ustrojowych
- Oddychalność - umożliwia odprowadzanie pary wodnej
- Odporność na uszkodzenia - wytrzymały mechanicznie, odporny na przetarcia
- Łatwa dezynfekcja - przy użyciu standardowych środków chemicznych
- Odporność na środki żrące - koc można czyścić silnymi preparatami dezynfekującymi
- Niepalność - zwiększone bezpieczeństwo w warunkach transportu lub ewakuacji

WYMIARY	MATERIAŁ	KONSTRUKCJA	ODPORNOŚĆ OGNIOWA
1,1 x 1,9 m	dwustronnie licowana, oddychająca tkanina poliestrowa powlekana poliuretanem	zgrzewany i szyty	klasa M1

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa, ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.
Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

