

# WIZLOC

*Kołnierz ortopedyczny*



# WIZLOC

**FERNO**  
When It's Critical®



Pasuje do 90% wszystkich pacjentów, gwarantując całkowitą stabilizację odcinka szyjnego kręgosłupa.

## GŁÓWNE CECHY

- Uniwersalna konstrukcja kołnierza ortopedycznego WizLoc pasuje do szerokiego zakresu rozmiarów ciała pacjentów w wieku od 6 lat do osób dorosłych.
- Szybka 3-stopniowa regulacja i szybkie zakładanie z unikalnym samocentrującym wsparciem żuchwy i regulowanym wsparciem części potylicznej z blokadą klamrową z otworem w kształcie ósemki. Wsparcie potylicy jest regulowane w 3 pozycjach szyjnych:
  - **Dziecko/szeroka:** dla dzieci, pacjentów z bardzo krótką, szeroką szyją oraz pacjentów z niskim, wyraźnie zdefiniowanym obszarem potylicy;
  - **Normalna/krótka:** dla większości dorosłych pacjentów;
  - **Długa:** dla pacjentów z długą szyją i dla pacjentów bez zdefiniowanego obszaru potylicznego.
- Dobór rozmiaru na pacjencie zapewniający większą dokładność.
- Wyraziste kolory dla bezpieczeństwa i identyfikacji.
- Mocowanie za pomocą rzepów.
- Zakłócenia w procedurach rentgenowskich lub MRI ograniczone do minimum.
- Możliwość odkażania w celu ponownego użycia do 10 razy.
- Produkt dostępny również w wersji militarnej.

## SPECYFIKACJA

|                  |          |
|------------------|----------|
| Długość maks.    | 68 cm    |
| Wysokość (przód) | 17 cm    |
| Wysokość (tył)   | 20 cm    |
| Waga             | 0,140 kg |

## MODELE

| Opis                                                  | Kod     |
|-------------------------------------------------------|---------|
| 449-I Kołnierz ortopedyczny WizLoc (3 szt.)           | 0822074 |
| 449-I Kołnierz ortopedyczny WizLoc (wersja militarna) | 0819759 |



CE