

KRZESŁO TRANSPORTOWE FERNO S-242

OPIS PRODUKTU:

Model S-242 został dodatkowo wyposażony w drugą parę tylnych rączek transportowych oraz kółka przednie, które zamocowane są na widelcach obracających się wokół własnej osi. Krzesło wyposażone jest w składane tylne rączki. Trzy pasy zapewniają bezpieczeństwo pacjenta w czasie transportu, a blokada zabezpiecza przed przypadkowym złożeniem. Rama krzesła wykonana jest z anodowanego aluminium.

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Funkcja składania/rozkładania krzesła z blokadą zabezpieczającą przed przypadkowym złożeniem w trakcie transportu
- Teleskopowe uchwyty przednie z regulacją długości i wysokości na 2 poziomach
- Cztery tylne składane uchwyty transportowe
- Dwa tylne koła o średnicy 12,5 cm
- Dwa przednie koła o średnicy 8 cm z hamulcami i blokadą kierunku
- Powlekane winylem pokrycie nylonowe jest łatwe do czyszczenia i odporne na plamy, krew i ciecze
- Wykonane z anodowanego aluminium zabezpieczonego przed korozją i przystosowane do dezynfekcji
- Trzy szybko odpinane pasy pacjenta oraz pasy na nogi bezpiecznie przytrzymują pacjenta



WAGA	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	WYSOKOŚĆ	LIMIT OBCIĄŻENIA
10 kg	53 cm	74 cm	92 cm	159 kg

DŁUGOŚĆ W POŁOŻENIU ZŁOŻONYM	WYSOKOŚĆ W POŁOŻENIU ZŁOŻONYM	SZEROKOŚĆ W POŁOŻENIU ZŁOŻONYM
92 cm	17 cm	53 cm

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa, ul. Farbiarska 47; tel. +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.
Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

