



OPIS PRODUKTU:

Łóżko bariatryczne Compella™ pomaga usprawnić pracę, zapewnić bezpieczną opiekę i zwiększyć godność otyłych pacjentów. Łóżko jest przeznaczone do stosowania u pacjentów w placówkach szpitalnych, obejmując szeroki zakres zastosowań, w tym opiekę krótko- i długoterminową (także na oddziałach intensywnej terapii), oddziałach pooperacyjnych, salach wzmożonego nadzoru, opiekę po zabiegach medycznych i chirurgicznych, opiekę w stanach ostrych i podostrych, a także w salach wybudzeniowych oraz na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR).

System jest przeznaczony dla pacjentów o masie ciała od 113 kg do 454 kg.

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Łóżko zapewnia poczucie godności i komfortu pacjentowi bariatrycznemu, oferując odpowiednią przestrzeń oraz design standardowego łóżka szpitalnego
- Dzięki elektrycznie regulowanej szerokości urządzenia oraz funkcji FlexAfoot™ (elektrycznie regulowanej długości) możliwe jest dopasowanie rozmiaru łóżka do konkretnego pacjenta
- Technologia SlideGuard zabezpiecza pacjenta przed zsuwaniem się w dół łóżka
- Dzięki możliwości regulacji rozmiaru łóżka oraz technologii IntelliDrive™ XL Power Transport przemieszczanie łóżka wraz z pacjentem staje się nadzwyczaj łatwe
- Optymalizacja opieki nad pacjentem dzięki 3-stopniowemu alarmowi wyjścia z łóżka oraz alarmowi obniżenia segmentu oparcia pleców, który sygnalizuje personelowi niepożądane lub niebezpieczne dla pacjenta zdarzenia
- Wytrzymałe barierki boczne, obniżona pozycja łóżka połączona z funkcją deflacji sekcji siedziska oraz ergonomiczne sterowanie zapewniają pacjentom możliwość samodzielnej korekcy pozycji oraz bezpiecznego opuszczenia i powrotu do łóżka
- Wbudowana waga pozwala personelowi na kontrolę masy ciała pacjenta bez opuszczania łóżka



Elektryczna regulacja
długości łóżka



Elektryczna regulacja
szerokości łóżka



Technologia IntelliDrive XL
(opcjonalnie)



Waga

SPECYFIKACJA TECHNICZNE:

- Bezpieczne obciążenie robocze: 500 kg
- Waga pacjenta: 113 - 454 kg
- Regulacja wysokości: 47 - 68 cm
- Wysokość transportowa: 43 cm
- Klasa ochrony: IPX4
- Zakres regulacji:
 - segmentu oparcia: 0 - 50°
 - segmentu udowego: 0 - 30°
 - anty-Trendelenburg / Trendelenburg: +9 / -9°
- Szerokość płyty leża: 102 - 127 cm
- Szerokość całkowita:
 - minimalna (bez poszerzenia leża): 109 cm
 - maksymalna (po poszerzeniu leża): 135 cm
- Długość płyty leża: 216 - 234 cm
- Długość całkowita:
 - minimalna (bez wydłużenia leża): 231 cm
 - maksymalna (po wydłużeniu leża): 249 cm
- Wybór materaca:
 - piankowy
 - powietrzny z funkcją Turn Assist
 - powietrzny z technologiami Turn Assist oraz CLRT (Terapia Ciągłej Rotacji Bocznej)
- Kółka:
 - 4 x 15 cm
 - podwójne
- Sterowanie:
 - standardowe: panele sterowania umieszczone w barierkach dla pacjenta i personelu
 - opcjonalne: pilot sterowania dla pacjenta
- Dodatkowe opcje:
 - 3-stopniowy alarm wyjścia z łóżka
 - IntelliDrive XL

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
 Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.
 Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

