

Baxter

Centuris Pro

ŁÓŻKO POBYTOWE



Ekonomicznie korzystne rozwiązanie dla wysokiej jakości opieki. Przeznaczone do użytku w przypadkach nagłych, pielęgnacji ogólnej i pomocy ambulatoryjnej oraz pielęgnacji podczas długotrwałej hospitalizacji dla pacjentów dorosłych.

CECHY I FUNKCJE

- Funkcje AutoContour™ i SlideGuard™ minimalizują ryzyko zsunienia się pacjenta w łóżku, tym samym zmniejszając ucisk wywierany na powłoki brzuszne podczas zmiany pozycji łóżka
- Czytelny wskaźnik nachylenia segmentu oparcia Line-Of-Site™ ułatwia stosowanie się do wytycznych zawartych w protokołach opieki nad pacjentem
- Funkcja ułożenia w pozycji Trendelenburga oraz anti-Trendelenburga ułatwia zmianę położenia pacjenta
- Możliwość korzystania z pilota lub wbudowanego panelu sterowania – obie opcje ułatwiają personelowi medycznemu sterowanie łóżkiem
- Pojedyncze kółka samonastawne o średnicy 150 mm, w tym kółko sterujące, ułatwiają manewrowanie łóżkiem
- Hamulec centralny zwiększa bezpieczeństwo pacjenta
- Dzielone barierki boczne można opuszczać jedną ręką
- Mechanizm płynnego samoczynnego obniżania zapewnia szybki dostęp do pacjenta
- Możliwość zablokowania przycisków sterowania łóżkiem zwiększa bezpieczeństwo obsługi

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne		216,2 cm x 99,5 cm
Przedłużenie leża (opcja)		20 cm
Maksymalne obciążenie robocze		220 kg
Nachylenie segmentu oparcia pleców (maks.)		65°
Nachylenie segmentu ud (maks.)		28°
Zakres nachylenia segmentu podudzia		-3° do -22°
Wysokość łóżka	Minimalna	39,7 cm
	Maksymalna	76,8 cm
Prześwit pod łóżkiem		20,3 cm
Wysokość barierki bocznej (długie/dzielone)		38,5 cm / 39,3 cm
Maksymalna waga pacjenta		165/185 kg*
Koła		150 mm, pojedyncze

* W zależności od obszaru zastosowania

AKCESORIA

Statyw infuzyjny 4 haki bez regulacji wysokości	AD294A
Regulowany statyw infuzyjny 4 haki	AD298A
Regulowany jedną ręką statyw infuzyjny 4 haki	AD299A
Segment oparcia przezierny dla RTG z kieszenią/szufladą na kasetę	AD242A
Uzupełnienie barierki/barierka na całej długości leża (tylko dla łóżek z dzielonymi barierkami bocznymi)	AD288A
Wysięgnik dla Pacjenta (stały)	AD810A-MM
Wysięgnik dla Pacjenta (ruchomy) jasnoszary	AD811A-MM
Uchwyty na butlę tlenową, śr. 140 mm	AC959A
Uchwyty na butlę tlenową rozmiar D, śr. 100 mm	AD101A
Uchwyty na butlę tlenową rozmiar E, śr. 100 mm	AD102A

Model	X1	X2	X3
Leże	Stalowe lamele	Stalowe lamele/płyta HPL	Stalowe lamele/płyta HPL
Centralna blokada	+	+	-
Selektywna blokada	-	-	+
Pilot sterujący	+	+	-
Zintegrowane panele sterowania w barierkach bocznych	-	-	+
Barierki metalowe 3/4	+	-	-
Barierki dzielone tworzywowe	-	+	+
Przedłużenie leża z półką na pościel	o	o	o

+ - standard, o - opcja, - - funkcja niedostępna



Autoryzowany dystrybutor i serwis:

Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k.
02-862 Warszawa, ul. Farbiarska 47
tel. 22 313 09 39
e-mail: handlowy@paramedica.pl
www.paramedica.pl