

Baxter

Hillrom

Accella

AIR MATTRESS

NIEZALEŻNY MATERAC

ACCELLA™ THERAPY

Zintegrowany system zarządzania terapią przeciwoleżynową z terapią I-mmersion™ i funkcją zarządzania mikroklimatem skóry pacjenta (Microclimate Management™) dla lepszej ochrony skóry przed uszkodzeniami.



FUNKCJE I KORZYŚCI

Materac Accella Therapy jest kontrolowany przez zewnętrzny, ręczny moduł sterujący pozwalający na uruchomienie trybu RKO, umożliwiając prowadzenie terapii pomagającej zapobiegać i leczyć odleżyny

Deflacja materaca uruchamiana za pomocą jednego przycisku pomaga w mobilizowaniu pacjenta

Funkcja P-MAX (maksymalnego napętniania) zapewnia szybkie napętnianie materaca, ułatwiając repozycjonowanie bądź transfer pacjenta

Zintegrowana kieszeń na kasetę RTG ogranicza konieczność zmian pozycji pacjenta i zmniejsza dyskomfort podczas wykonywania przytóżkowych badań rentgenowskich

Tryb ciągłego lub zmiennego, niskiego ciśnienia zapewnia elastyczność w prowadzonej terapii

Dostosowywanie ciśnienia w czasie rzeczywistym kontrolowane przez czujnik wewnętrzny I-mmersion™ – dostosowuje ciśnienie w komorach do rozmiaru, kształtu, wagi lub pozycji pacjenta w łóżku bez interwencji opiekuna

System zarządzania mikroklimatem skóry pacjenta zmniejsza efekty wpływu wzrostu poziomu wilgoci i temperatury

Pięć indywidualnych stref niskiego ciśnienia dla zapewnienia optymalnej redystrybucji ciśnienia

Dedykowana strefa pięt z ultra niskim ciśnieniem zapewnia lepsze podparcie łydek pacjenta oraz optymalną ochronę tej szczególnie wrażliwej części ciała

Niezależny materac

Hillrom Accella™ Therapy

Materac Accella Therapy pomaga w zapobieganiu i leczeniu odleżyn u pacjentów dorosłych w grupach od niskiego do bardzo wysokiego ryzyka, stanowiąc odpowiedź na zewnętrzne, niezwiązane z pacjentem czynniki ryzyka przerwania ciągłości skóry.

Materac Hill-Rom Accella Therapy oferuje tryb ciągłego niskiego ciśnienia (CLP) lub tryb zmiennego niskiego ciśnienia (ALP), zapewniając terapię Immersion™ prowadzoną w czasie rzeczywistym, w celu osiągnięcia i utrzymania najmniejszego możliwego poziomu nacisku na powierzchnię skóry pacjenta.

W obu trybach pracy precyzyjna redystrybucja ciśnienia jest w sposób ciągły i automatycznie kontrolowana przez wewnętrzny czujnik Immersion™, który dostosowuje ciśnienie w komorach w zależności od wielkości, kształtu wagi lub pozycji pacjenta.

Opatentowany system MCM pomaga zarządzać mikroklimatem skóry pacjenta i zmniejsza ryzyko uszkodzenia skóry w związku z nadmierną temperaturą i (lub) wilgocą.

Całodobowe postępowanie z odleżynami można osiągnąć przez dodanie poduszki na siedzisko Reflex, która jest podłączona do pompy materaca; można ją także odłączyć po napełnieniu zapewniając większą swobodę pacjentowi przebywającemu poza łóżkiem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Numer części		P006788A
Bezpieczne obciążenie robocze		250 kg
Zalecana masa ciała		40 do 160 kg
Wymiary	Długość	2030 mm
	Szerokość	920 mm
	Wysokość	215 mm
	Waga	17,5 kg
Wymiary	Poliuretan pokryty powłoką poliamidową, zamek błyskawiczny 360°, niski współczynnik tarcia, rozciągliwy w dwóch kierunkach, oddychający, bakteriostatyczny; grzybobójczy i przeciwbakteryjny; można go czyścić i prać.	
Kieszonka na kasety do zdjęć rentgenowskich		Standard



Materac kontrolowany za pomocą zewnętrznego, ręcznego modułu sterującego



Zintegrowana kieszeń na kasety do wykonywania zdjęć RTG

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych produktów i usług, proszę skontaktować się z miejscowym przedstawicielem firmy Baxter lub odwiedzić naszą stronę internetową.

baxter.com.pl

Zalety tego urządzenia to pomoc w leczeniu i zapobieganiu odleżynom stopnia od I do IV. Urządzenie jest przeznaczone do pacjentów o ryzyku od niskiego do bardzo wysokiego, w granicach zalecanej masy ciała od 30 do 160 kg dla materaca samodzielnego i od 40 do 160 kg dla materaca połączanego z łóżkiem Accella™ lub Progressa™ w celu osiągnięcia potwierdzonych wyników klinicznych we wszystkich typowych pozycjach regulowanego segmentu głowy.

Jednostka notyfikowana: GMED CE0459. Klasyfikacja wagi: klasa IIa. Producent: Hill-Rom S.A.S. – BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner Francja

Niniejsze wyrob medyczny jest produktem podlegającym regulacjom prawnym, który zgodnie z takimi regulacjami posiada oznaczenie CE. Firma Baxter zaleca dokładne zapoznanie się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpiecznego i prawidłowego użytkowania znajdującymi się w dokumentach dołączonych do wyrobów medycznych. Personel placówek ochrony zdrowotnej jest odpowiedzialny za prawidłowe użytkowanie i konserwację przedstawionych wyrobów medycznych. Firma Baxter zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie, danych technicznych oraz modelach wyrobów bez wcześniejszego powiadomienia. Jedyną gwarancją, jakiej udziela firma Baxter, jest wyraźna gwarancja pisemna udzielona w trakcie sprzedaży lub dzierżawy wyrobów.

Data zatwierdzenia materiału: 07.2023 – PL-CS147-230003. Baxter, Hillrom to znaki towarowe firmy Baxter International Inc.

Baxter Polska Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
+48 22 488 37 77 +48 22 488 37 70
www.baxter.com.pl


ParaMedica
POLSKA

Autoryzowany dystrybutor i serwis:
Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k.
02-862 Warszawa, ul. Farbiarska 47
tel. 22 313 09 39
e-mail: handlowy@paramedica.pl
www.paramedica.pl

Baxter