

NAPĘD EZ-IO DO IGIEŁ DOSZPIKOWYCH TELEFLEX

OPIS PRODUKTU:

Napęd EZ-IO umożliwia szybkie i skuteczne wykonanie dostępu doszpikowego w sytuacjach nagłych. Umożliwia uzyskanie prawidłowego wklucia w ciągu kilku sekund. System stabilizuje igłę podczas infuzji, zwiększając komfort i bezpieczeństwo pacjenta. Urządzenie wykonane jest z wytrzymałych, wodoodpornych materiałów, gotowe do pracy w wymagających warunkach.

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Szybki dostęp do szpiku w ciągu kilku sekund
- Możliwość zastosowania u dorosłych, dzieci i niemowląt
- Stabilizacja igły przez cały czas infuzji
- Wysoka skuteczność: 97% udanych wkluć przy pierwszej próbie
- Niskie ryzyko powikłań (<1%)
- Skuteczny dostęp możliwy w 8 punktach anatomicznych
- Czas dotarcia płynów do serca: około 3 sekundy
- Maksymalny przepływ: do 5 l/godz.
- Materiał: wytrzymały, wodoodporny
- Zestaw kompletny, gotowy do użycia bez dodatkowych akcesoriów



W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa, ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl

Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

