

# PULSOKSYMETR NONIN 9550



## OPIS PRODUKTU:

Pulsoksymetr Nonin Onyx II 9550 jest niewielkim i prostym w obsłudze urządzeniem cyfrowym, zawierającym zintegrowany czujnik palcowy. Może służyć zarówno do pojedynczych pomiarów, jak i do czasowego monitorowania dorosłych i dzieci. Pulsoksymetr wyposażony jest w funkcję automatycznego włączenia w momencie założenia urządzenia, a ściągnięcie czujnika powoduje wyłączenie urządzenia. Niski stopień naładowania baterii sygnalizowany jest poprzez miganie wyświetlacza numerycznego z częstotliwością raz na sekundę. Trójkolorowy wyświetlacz LED, migając z częstotliwością uderzeń tętna, zapewnia wizualne wskazanie jakości sygnału tętna. Wyświetlacz zmienia kolory, sygnalizując zmiany w jakości tętna, które mogą wpływać na wskazania: kolor zielony oznacza sygnał tętna dobrej jakości, żółty wskazuje słabą jakość tętna, a czerwony - nieodpowiednią jakość sygnału. Onyx II 9550 nie wymaga stosowania dodatkowych czujników.

Onyx II posiada certyfikaty przydatności do użytku na pokładzie statków powietrznych udzielone przez amerykańską armię i amerykańskie siły powietrzne Air Force. Pulsoksymetr standardowo wyposażony jest w komplet baterii i smycz do zawieszenia. Dodatkowym wyposażeniem 9550 może być instrukcja obsługi na CD, futerał ochronny oraz walizka ochrona. Możliwość wyposażenia w opakowanie ochronne w kolorze ciemnozielonym, oliwkowym lub czarnym.

## ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Zintegrowany czujnik dla dzieci i dorosłych
- Pomiar SpO<sub>2</sub> i pulsu
- Nie zawiera lateksu i ołowiu
- Zasilanie bateryjne
- Odporność na wibracje zgodnie z normą 80601-2-61
- Odporność na upadek z wysokości 50 cm
- Certyfikat Nato Stock Number: 6515-01-561-4889

| ZAKRES POMIARU<br>SATURACJI SPO <sub>2</sub>  | ZAKRES<br>CZĘSTOŚCI TĘTNA       | DŁUGOŚĆ<br>FAL POMIAROWYCH                  | KLASA<br>SZCZELNOŚCI                                   | TEMPERATURA<br>PRACY |             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 0 - 100%<br>dokładność ± 2 cyfry<br>70 - 100% | 18 - 321 ppm                    | 660 nm (czerwona)<br>i 910 nm (podczerwona) | IP32                                                   | od -5 do +40°C       |             |
|                                               |                                 |                                             |                                                        |                      |             |
| TEMPERATURA<br>PRZECHOWYWANIA                 | WILGOTNOŚĆ<br>PRACY             | ZASILANIE                                   | CZAS PRACY                                             | WYMIARY              | WAGA        |
| od -40 do +70°C                               | od 10 do 90%<br>bez kondensacji | 2 baterie alkaliczne<br>typu AAA            | 36 godzin pracy ciągłej,<br>6000 pojedynczych pomiarów | 33 x 32,3 x 55,9 mm  | 53 – 56,6 g |

## KORZYŚCI:

- Duży, cyfrowy wyświetlacz LED
- 3-kolorowy wskaźnik perfuzji
- Odporny na uszkodzenia, prosty w obsłudze
- Niewielki wymiar i ciężar

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl  
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.  
Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

