

NOSZE PODBIERAJĄCE 65 EXL

OPIS PRODUKTU:

Nosze podbierające 65 EXL przeznaczone są do ewakuacji i transportu pacjentów z podejrzeniem urazów wielonarządowych, w tym kręgosłupa oraz miednicy. Ich dwuczęściowa konstrukcja umożliwia bezpieczne podebranie poszkodowanego bez konieczności jego przemieszczania, co znacznie minimalizuje ryzyko pogłębienia urazów. Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego nosze są odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie płynów oraz są łatwe do dezynfekcji.

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Dwuosobowa obsługa - do prawidłowego użycia noszy wymagane są minimum 2 osoby
- Dwuczęściowa konstrukcja umożliwiająca bezpieczne podebranie pacjenta bez jego podnoszenia
- Możliwość złożenia noszy do połowy długości dla łatwiejszego transportu i przechowywania
- Wielostopniowa regulacja długości z blokadą położenia
- 12 uchwytów transportowych rozmieszczonych wokół ramy
- System podwójnych zamków zabezpieczających przed przypadkowym rozłączeniem
- Zewnętrzne przyciski zwalniające zamki - łatwy i bezpieczny dostęp
- Kompatybilność z systemem unieruchomienia głowy 365-E
- Przenikalność dla promieniowania RTG - umożliwia diagnostykę głowy, kręgosłupa i miednicy
- Trzy pasy zabezpieczające z regulacją długości
- Odporność na wnikanie płynów i zanieczyszczeń



DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	WAGA	MAKS. OBCIĄŻENIE
166 - 201 cm	43 cm	8,8 cm	8 kg	159 kg

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.
Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

