

NOSZE PODBIERAJĄCE S-265



OPIS PRODUKTU:

Nosze podbierające zostały zaprojektowane z myślą o bezpiecznym transporcie osób kontuzjowanych, szczególnie w sytuacjach podejrzenia urazów kręgosłupa. Rozłączane połówki umożliwiają podebranie osoby bez konieczności jej przemieszczania, co minimalizuje ryzyko pogłębienia urazów. Dzięki wąskiej konstrukcji w części nożnej oraz teleskopowej regulacji długości nosze są idealne do pracy w ciasnych przestrzeniach i umożliwiają precyzyjne dopasowanie do ciała pacjenta. Aluminiowa konstrukcja sprawia, że nosze są wyjątkowo lekkie i wytrzymałe, a powierzchnia łopat pozwala na łatwe utrzymanie czystości oraz dobrą widoczność.

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Nosze przeznaczone do transportowania osób z urazami, bez konieczności ich przekładania
- Możliwość rozłączenia noszy na dwie części dzięki dwóm zamkom
- Zawiasy z zabezpieczeniem przed przypadkowym rozpięciem
- Składanie noszy w połowie - wygodny transport i przechowywanie
- Teleskopowa regulacja długości dopasowująca nosze do pacjenta
- 10 uchwytów transportowych zdystansowanych od podłoża
- Możliwość mocowania w ambulansach
- Wolna przestrzeń między łopatami umożliwia wykonanie zdjęć RTG
- Wąska konstrukcja ułatwiająca manewrowanie w ograniczonej przestrzeni
- Kompatybilne z systemem unieruchomienia głowy mod. 365-E
- Standardowe wyposażenie: trzy pasy zabezpieczające
- Opcjonalne wyposażenie: unieruchomienie głowy 365-E

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	WAGA	MAKS. OBCIĄŻENIE
166 - 202 cm	42,2 cm	6,7 cm	9,75 kg	159 kg

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.
Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

