



# Opatrunki hydrożelowe na oparzenia

## OPIS PRODUKTU:

Hydrożele i opatrunki hydrożelowe BURNSHIELD zaliczane są do grupy opatrunków pierwszej pomocy. Służą do doraźnego opatrywania oparzeń cieplnych, słonecznych oraz oparzeń żrącymi środkami chemicznymi każdego stopnia. Można je stosować zarówno przy opatrywaniu ran powierzchniowych skóry (otarcia, zadrapania, skaleczenia), jak i przy ranach głębokich. Preparaty działają chłodząco, zmniejszają obrzęk i ból oraz zabezpieczają rany przed zakażeniem. Zastosowane niezwłocznie po oparzeniu znacząco zmniejszają jego skutki.

Opatrunki hydrożelowe nie przywierają do ran oparzeniowych i mogą być bezboleśnie zdjęte z oparzonego miejsca, nie powodując bólu u pacjenta. Dzięki opracowaniu żelu na bazie roztworu wodnego opatrunki mogą być usunięte również pod chłodną wodą lub fizjologicznym roztworem soli.

## ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Dzięki półpłynnej konsystencji żel dociera do zakamarków ciała
- Silne działanie schładzające
- Skutecznie zmniejsza ból
- Nie podrażnia oczu i skóry
- Sterylny
- Nietoksyczny
- Odporny na wysokie temperatury
- 5-letni okres przydatności od daty produkcji
- Przeznaczony jest do wszystkich oparzeń termicznych, bez względu na ich stopień
- Łatwe w transporcie, przechowywaniu i użyciu (możliwość składowania w zakresie temperatur od -8°C do 60°C)

## DOSTĘPNE MODELE:

- 550004 Hydrożel przeciwooparzeniowy w saszetce 3,5 ml
- 550000 Hydrożel przeciwooparzeniowy w butelce 50 ml
- 550003 Hydrożel przeciwooparzeniowy w butelce 125 ml
- 901130 Hydrożel – opatrunek przeciwooparzeniowy 25 mm x 0,5 m
- 901131 Hydrożel – opatrunek przeciwooparzeniowy 50 mm x 1 m
- 901111 Hydrożel – opatrunek przeciwooparzeniowy 10 x 10 cm
- 900906 Hydrożel – opatrunek przeciwooparzeniowy 20 x 20 cm
- 901001 Hydrożel – opatrunek przeciwooparzeniowy 20 x 45 cm
- 901000 Hydrożel – opatrunek przeciwooparzeniowy na twarz 20 x 45 cm
- 901007 Hydrożel – opatrunek przeciwooparzeniowy 60 x 40 cm
- 901135 Hydrożel – opatrunek przeciwooparzeniowy na twarz 60 x 40 cm
- 881006 Hydrożel – koc przeciwooparzeniowy 100 x 100 cm
- 881003 Hydrożel – koc przeciwooparzeniowy w torbie 120 x 160 cm
- 881002 Hydrożel – koc przeciwooparzeniowy w torbie 120 x 160 cm – 2 szt.
- 881001 Hydrożel – koc przeciwooparzeniowy w torbie 245 x 160 cm
- 900813 Hydrożel – EMERGENCY – mały zestaw przeciwooparzeniowy w torbie
- 900814 Hydrożel – RESPONDER – średni zestaw przeciwooparzeniowy w torbie
- 900800 Hydrożel – COMBI TRAUMA BURN – duży zestaw przeciwooparzeniowy w torbie



**SKŁAD ZESTAWU EMERGENCY:**

- Opatrunek 25 mm x 0,5 m (1 szt.)
- Opatrunek 50 mm x 1 m (1 szt.)
- Opatrunek 10 cm x 10 cm (2 szt.)
- Opatrunek 20 cm x 20 cm (2 szt.)
- Opatrunek 60 cm x 40 cm (1 szt.)
- Hydrożel w butelce 125 ml (1 szt.)
- Bandaż 50 mm (2 szt.)
- Bandaż piankowy 60 mm (1 szt.)
- Plaster 24 mm x 5 m (1 szt.)
- Nożyczki ratownicze (1 szt.)
- Rękawiczki jednorazowe (1 para)
- Folia izotermiczna (1 szt.)

**SKŁAD ZESTAWU RESPONDER:**

- Opatrunek 25 mm x 0,5 m (3 szt.)
- Opatrunek 50 mm x 1 m (2 szt.)
- Opatrunek 10 cm x 10 cm (8 szt.)
- Opatrunek 20 cm x 20 cm (3 szt.)
- Opatrunek 60 cm x 40 cm (2 szt.)
- Hydrożel w butelce 125 ml (3 szt.)
- Bandaż 75 mm (2 szt.)
- Bandaż piankowy 60 mm (4 szt.)
- Plaster 24 mm x 5 m (1 szt.)
- Nożyczki ratownicze (1 szt.)
- Rękawiczki jednorazowe (2 pary)
- Strzykawka 20 ml (1 szt.)
- Folia izotermiczna (1 szt.)

**SKŁAD ZESTAWU COMBI TRAUMA BURN:**

- Opatrunek 25 mm x 0,5 m (5 szt.)
- Opatrunek 50 mm x 1 m (3 szt.)
- Opatrunek 10 cm x 10 cm (5 szt.)
- Opatrunek 20 cm x 20 cm (5 szt.)
- Opatrunek 60 cm x 40 cm (3 szt.)
- Koc przeciwoparzeniowy 100 cm x 100 cm - (2 szt.)
- Hydrożel w butelce 125 ml (4 szt.)
- Hydrożel w butelce 1 l (2 szt.)
- Bandaż 100 mm (2 szt.)
- Bandaż piankowy 60 mm (4 szt.)
- Plaster 24 mm x 5 m (1 szt.)
- Woda destylowana 1 l (2 szt.)
- Nożyczki ratownicze (1 szt.)
- Rękawiczki jednorazowe (2 pary)
- Strzykawka 20 ml (1 szt.)
- Folia izotermiczna (1 szt.)

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa, ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; [www.paramedica.pl](http://www.paramedica.pl)

Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

