

PŁACHTA RATOWNICZA MANTA

OPIS PRODUKTU:

Manta to wytrzymała płachta do przenoszenia pacjentów, wykonana z jednego kawałka wzmocnionego materiału winylowego z włóknami. Przeznaczona jest do ewakuacji i transportu - zarówno samodzielnie, jak i w połączeniu z deską ortopedyczną. Dzięki swojej konstrukcji umożliwia bezpieczny transport, nawet po schodach czy trudnym terenie. Zakładki zabezpieczają pacjenta przed wysunięciem, a specjalne otwory odprowadzają wodę podczas działań ratownictwa wodnego.

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Możliwość ciągnięcia płachty po ziemi bez uszkodzenia materiału
- Kompatybilna z deską ortopedyczną
- Zakładki zabezpieczające pacjenta podczas transportu (np. po schodach)
- Otwory pod zakładkami umożliwiające odpływ wody - idealne do ratownictwa wodnego
- 8 uchwytów transportowych rozmieszczonych na obwodzie
- Materiał odporny na wchłanianie krwi, płynów ustrojowych, olejów i brudu
- Łatwa do mycia i dezynfekcji
- Wyjątkowa wytrzymałość mechaniczna dzięki wzmocnionej strukturze

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYMIARY PO ZŁOŻENIU	WAGA	MAKS. OBCIĄŻENIE
200 cm	107 cm	30,5 x 23 x 7,5 cm	2,2 kg	363 kg

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.
Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

