

PLECAK RATOWNICZY MPR

OPIS PRODUKTU:

Plecak przeznaczony jest dla zespołów pogotowia ratunkowego oraz specjalistycznych grup ratowniczych. Wykonany z CORDURY®, Hypalonu i Complanu. Ma konstrukcję wielokomorową, która zapewnia właściwą segregację sprzętu. Plecak posiada 2 uchwyty transportowe do przenoszenia w rękę, które rozmieszczone są w sposób umożliwiający transport w pozycji pionowej (uchwyt na szczycie plecaka) oraz poziomej (uchwyt boczny). System transportu na plecach składa się z dwóch szelek oraz paska spinającego szelki na wysokości klatki piersiowej. Wszystkie te elementy posiadają regulację umożliwiającą dopasowanie systemu do indywidualnych potrzeb. W przypadku przenoszenia plecaka w rękę system szelek można schować w przeznaczoną do tego celu specjalną kieszeń. Plecak wyposażony jest w liczne elementy odblaskowe na wszystkich kieszeniach.

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Plecak wyposażony w 5 kieszeni zewnętrznych: na każdej elementy odblaskowe
- Przystosowany do noszenia na plecach
- Wyposażony w ręczki do przenoszenia w pionie lub poziomie
- Nadruk logo producenta na przedniej, dolnej kieszeni
- Tylne kłapy w komorze głównej przystosowane do mocowania na rzep: ampularium oraz 3 szt. torebek wewnętrznych. Na pasie przyszyta guma, dostosowana do przenoszenia sprzętu
- Na klapie wewnętrznej przyszyte gumy, mocowanie do nożyczek oraz kieszeń z okienkiem z folii
- Kłapa do całkowitego demontażu, mocowana na zamek rozdzielczy oraz napy
- Przednia kłapa w komorze głównej zawiera przyszyte gumy oraz jest przystosowana do mocowania na rzep panelu z kieszeniami z folii zapinanymi na magnesy
- Pas plecaka wyposażony został w trzy kieszenie boczne, ręczki do przenoszenia w pionie lub poziomie oraz gumową kieszeń przeznaczoną na rękawiczki
- Spód plecaka wzmocniony materiałem odpornym na ścieranie, do dna przymocowano 5 plastikowych podstawek typu jeże
- Przystosowany do noszenia na plecach za pomocą szelek schowanych w specjalnej kieszeni
- Wyjmowane ampularium na 108 ampułek o różnych rozmiarach oraz dodatkowe ampularium na 9 ampułek z możliwością zamocowania do pasa
- Taśmy 3M
- Nadruki odblaskowe
- Certyfikaty na materiały, przetarcia, rozrywanie
- Gwarancja 24 miesiące



WAGA	SZEROKOŚĆ	GLĘBOKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
3,4 kg	52 cm	26 cm	55 cm

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa, ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.
Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

