



Golvo 9000



Golvo 9000 LowBase

OPIS PRODUKTU:

Mobilny podnośnik pacjenta Golvo 9000 oferuje zalety podnośnika sufitowego w połączeniu z elastycznością podnośników mobilnych. Wersja LowBase została specjalnie zaprojektowana do obsługi łóżka Progressa jako element Programu Progresywnej Mobilizacji.

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Wertykalny ruch podnośnika
- Dwustronna regulacja szerokości podstawy jezdnej
- Wersja LowBase dedykowana do łóżek Progressa
- Wbudowany wyświetlacz prezentujący licznik podniesień, informację o przeciążeniu, konieczność kontaktu z serwisem
- Dwie prędkości podnoszenia/opuszczania
- Nośność 200 kg
- Możliwość zastosowania szerokiego spektrum akcesoriów do podnoszenia
- Klasa wodoszczelności: IPX4
- Kółka modelu Golvo 9000: podwójne 75 mm
- Kółka modelu Golvo 9000 LowBase: podwójne 45 mm
- Awaryjne podnoszenie elektryczne
- Awaryjne opuszczanie manualne i elektryczne
- Szybkość podnoszenia z obciążeniem 27 mm/s lub 37 mm/s
- Zakres ruchu 1245 mm
- Maksymalna wysokość podnoszenia 1816 mm
- Poziom dźwięku 52.8 dB(A)
- Przewodowy pilot sterujący

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE	WAGA GLOVO 9000	WAGA GLOVO 9000 LOWBASE	WYSOKOŚĆ GOLVO 9000	WYSOKOŚĆ GOLVO 9000 LOWBASE
200 kg	z baterią ołowiową 41.6 kg z baterią litowo-jonową 40.2 kg	z baterią ołowiową 45 kg z baterią litowo-jonową 43.6 kg	2090 mm	690 - 1110 mm

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:

MODEL

2000045	Golvo 9000
2000049	Golvo 9000 LowBase

Okres gwarancji: 2 lata

KORZYŚCI:

- Wertykalny ruch podnośnika ułatwia podnoszenie horyzontalne, np. z podłogi
- Dwustronna regulacja szerokości podstawy jezdnej ułatwia podnoszenie pacjentów w pozycji siedzącej
- Wersja LowBase dedykowana do łóżek Progressa jest elementem Programu Progresywnej Mobilizacji pacjenta pozwalając na podniesienie pacjenta z łóżka do pozycji stojącej oraz treningu chodzenia
- Dwie prędkości podnoszenia/opuszczania umożliwiają dobór odpowiedniej prędkości w zależności od specyfiki pacjenta
- Nośność 200 kg - możliwość zastosowania z szerokim spektrum pacjentów

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.
Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

