

PODNOŚNIK MOBILNY VIKING L

OPIS PRODUKTU:

Idealne rozwiązanie do bardziej wymagających zadań. Nośność 250 kg umożliwia pracę w bardzo szerokim zakresie wagi pacjentów. Podnośnik charakteryzuje się niską masą własną dzięki zastosowaniu aluminiowej konstrukcji.

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Wyświetlacz na panelu kontrolnym podnośnika
- Opcjonalny system szybkiej zmiany uchwytów nośnych, dodania wagi pacjenta
- Opcjonalny uchwyt/oparcie
- Możliwość ustawienia masztu w trzech wysokościach
- Intuicyjny i ergonomicznie zaprojektowany kontroler
- Szeroki wybór nosideł, uchwytów nośnych i innych akcesoriów.
- Kółka: podwójne 75 mm
- Aluminiowa konstrukcja
- Awaryjne podnoszenie elektryczne
- Awaryjne opuszczanie elektryczne i manualne
- Szybkość podnoszenia bez obciążenia 36 mm/sec
- Zakres podnoszenia 1330 mm
- Maksymalna wysokość podnoszenia 1790 mm
- Poziom dźwięku 46 dbA
- Bateria lead-acid gel
- Przewodowy pilot sterujący
- Klasa wodoszczelności IPX4



MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE	WAGA	WYSOKOŚĆ	WYSOKOŚĆ PODSTAWY	DŁUGOŚĆ PODSTAWY	SZEROKOŚĆ PODSTAWY
250 kg	36,7 kg	1390 - 2030 mm	105 mm	1360 mm	695 - 1070 mm

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:

MODEL

2040044 Viking L

Okres gwarancji: 2 lata

KORZYŚCI:

- Wyświetlacz na panelu kontrolnym podnośnika informuje o liczbie cykli podnoszenia, poziomie naładowania akumulatora, przeciążeniu podnośnika oraz alarmach serwisowych jeszcze bardziej ułatwiając korzystanie ze sprzętu
- Opcjonalny uchwyt/oparcie ułatwiające korzystanie z podnośnika zarówno pacjentowi jak i personelowi
- Możliwość ustawienia masztu w trzech wysokościach pozwala na lepsze dostosowanie podnośnika do potrzeb danego pacjenta
- Intuicyjny i ergonomicznie zaprojektowany kontroler wyposażony w diody informujący o niskim poziomie naładowania akumulatora oraz o przekroczeniu bezpiecznego obciążenia roboczego
- Szeroki wybór nosideł, uchwytów nośnych i innych akcesoriów pozwala na stosowanie podnośnika do szerokiej gamy odbiorców

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.
Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

