

PODNOŚNIK MOBILNY VIKING M

OPIS PRODUKTU:

Lekki aluminiowy podnośnik o nośności do 205 kg umożliwia pracę z pacjentami z bardzo szerokim zakresem wagi.

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Wyświetlacz na panelu kontrolnym podnośnika
- Opcjonalny system szybkiej zmiany uchwytów nośnych oraz dodania wagi pacjenta
- Opcjonalny uchwyt/oparcie
- Możliwość ustawienia masztu w trzech wysokościach
- Intuicyjny i ergonomicznie zaprojektowany kontroler
- Szeroki wybór nosideł, uchwytów nośnych i innych akcesoriów
- Podwójne kółka 7,5 cm
- Aluminiowa konstrukcja
- Awaryjne podnoszenie elektryczne
- Awaryjne opuszczanie elektryczne i manualne
- Szybkość podnoszenia bez obciążenia: 3,6 cm/s
- Zakres podnoszenia: 137 cm
- Maksymalna wysokość podnoszenia: 179 cm
- Poziom dźwięku: 46 dBA
- Bateria lead-acid gel
- Przewodowy pilot sterujący
- Klasa wodoszczelności IPX4



MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE	WAGA	WYSOKOŚĆ	WYSOKOŚĆ PODSTAWY	DŁUGOŚĆ PODSTAWY	SZEROKOŚĆ PODSTAWY
205 kg	33 kg	134 - 202 cm	10,5 cm	123 cm	69 - 111 cm

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:

MODEL

2040045 Viking M

Okres gwarancji: 2 lata

KORZYŚCI:

- Wyświetlacz na panelu kontrolnym podnośnika informuje o liczbie cykli podnoszenia, poziomie naładowania akumulatora, przeciążeniu podnośnika oraz alarmach serwisowych. jeszcze bardziej ułatwiając korzystanie ze sprzętu
- Opcjonalny uchwyt/oparcie ułatwiające korzystanie z podnośnika zarówno pacjentowi, jak i personelowi
- Możliwość ustawienia masztu w trzech wysokościach, co pozwala na lepsze dostosowanie podnośnika do potrzeb danego pacjenta
- Wyposażony w diody kontroler informujący o niskim poziomie naładowania akumulatora oraz o przekroczeniu bezpiecznego obciążenia roboczego
- Duży wybór nosideł, uchwytów nośnych i innych akcesoriów pozwala na stosowanie podnośnika u różnego typu pacjentów

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.
Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

