

REDUKTORY I PRZEPŁYWOMIERZE

OPIS PRODUKTU:

Regulatory Meditech z serii 55SL są wyrobami medycznymi klasy IIb. Produkowane są ze stopu aluminium, z mosiężną ścieżką tlenową wysokiego ciśnienia dla większego bezpieczeństwa. Są przeznaczone do użytku mobilnego, gdzie niewielka waga jest niezwykle istotna. Regulatory z serii 55SL są sprzedawane z 5-letnim okresem gwarancji i gwarancją na wady fabryczne.

Zalecana żywotność produktu to 10 lat. Regulatory są zaprojektowane do pracy przy ciśnieniu wlotowym (ciśnienie robocze butli tlenowej) do 200 barów. Nominalne ciśnienie wylotowe wynosi 4 bary. Wszystkie reduktory zawierają filtr wlotowy i wbudowany zawór bezpieczeństwa.

REDUKTOR MEDITECH Z SZYBKOZŁĄCZKĄ AGA I PRZEPŁYWOMIERZEM

MODEL: 779-0403-19

- Gwint wejściowy: DIN 3/4"
- Ciśnienie wejściowe: 200 bar
- Ciśnienie wyjściowe: 4 bar
- Wyjście: AGA
- Regulator przepływu: 0 - 25 l/min., 3/8 BSP
- Regulacja: 0 / 0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 15 / 25 l/min.
- Wymiary: 12,5 x 8 cm
- Waga: 0,44 kg
- Temperatura pracy: od -20 do +60°C
- Temperatura przechowywania: od -40 do +60°C

REDUKTOR MEDITECH Z SZYBKOZŁĄCZKĄ AGA

MODEL: 780-0403-10

- Gwint wejściowy: DIN 3/4"
- Ciśnienie wejściowe: 200 bar
- Ciśnienie wyjściowe: 4 bar
- Wyjście: AGA
- Wymiary: 9 x 8 cm
- Waga: 0,3 kg
- Temperatura pracy: od -20 do +60°C
- Temperatura przechowywania: od -40 do +60°C

PRZEPŁYWOMIERZ MEDITECH Z SZYBKOZŁĄCZKĄ AGA

MODEL: 673-0518-04

- Typ wlotu: AGA
- Regulator przepływu: 0 - 25 l/min., 3/8 BSP
- Regulacja: 0 / 0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 15 / 25 l/min.
- Wymiary: 6 x 6 cm
- Waga: 0,22 kg



Reduktor z przepływomierzem,
model: 779-0403-19



Reduktor, model: 780-0403-10



Przepływomierz, model: 673-0518-04



Reduktor z przepływomierzem,
model: 779-1500-09

REDUKTOR MEDITECH Z PRZEPŁYWOMIERZEM (WERSJA SKRÓCONA)

MODEL: 779-1500-09

- Gwint wejściowy: DIN 3/4"
- Ciśnienie wejściowe: 200 bar
- Ciśnienie wyjściowe: 4 bar
- Wyjście: AGA
- Regulator przepływu: 0 - 25 l/min., 3/8 BSP
- Regulacja: 0 / 0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 15 / 25 l/min.
- Wymiary: 10 x 4 cm
- Waga: 0,44 kg
- Temperatura pracy: od -20 do +60°C
- Temperatura przechowywania: od -40 do +60°C



Reduktor z przepływomierzem,
model: 780-0403-10

REDUKTOR MEDITECH Z SZYBKOZŁĄCZKĄ AGA I PRZEPŁYWOMIERZEM 0-25L/MIN, 3/8"

MODEL: 780-0403-10

- Gwint wejściowy: DIN 3/4"
- Ciśnienie wejściowe: 200 bar
- Ciśnienie wyjściowe: 4 bar
- Wyjście: AGA
- Regulator przepływu: 0 - 25 l/min., 3/8 BSP
- Regulacja: 0 / 0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 15 / 25 l/min.
- Wymiary: 10 x 8 cm
- Waga: 0,44 kg
- Temperatura pracy: od -20 do +60°C
- Temperatura przechowywania: od -40 do +60°C



Reduktor, model: 673-0518-04

REDUKTOR MEDITECH Z SZYBKOZŁĄCZKĄ AGA (SKRÓCONY MODEL)

MODEL: 673-0518-04

- Gwint wejściowy: DIN 3/4"
- Ciśnienie wejściowe: 200 bar
- Ciśnienie wyjściowe: 4 bar
- Wyjście: AGA
- Wymiary: 8 x 7 cm
- Waga: 0,3 kg
- Temperatura pracy: od -20 do +60°C
- Temperatura przechowywania: od -40 do +60°C

REGULATOR PRZEPŁYWU DO TERAPII TLENEM

OPIS PRODUKTU:

Przepływomierz do terapii tlenowej jest lekki, trwały i idealny do użytku w szpitalach oraz podczas akcji ratunkowych. Nie wymaga kalibracji, co czyni go prostym w obsłudze, a także jest zgodny z międzynarodowymi standardami złączy i objęty 5-letnią gwarancją. Dostępny jest w dwóch wersjach: z wciskanym złączem stożkowym lub z gwintowanym złączem wyjściowym do podłączenia nawilzacza powietrza.



Regulator przepływu do terapii tlenem

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Obsługiwany gaz: O₂
- Ciśnienie wejściowe: 4 bary (400kPa)
- Nastawy przepływu: 1/2, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15 (dostępny również w wersji z przepływem maks. 25 l/min.)
- Przyłącza wejściowe: AGA
- Przyłącza wyjściowe: wciskane złącze stożkowe z jodełką lub złącze gwintowane 9/16 (do podłączenia nawilzacza)
- Trwałość: 10 lat
- Zgodność z normami: ISO 15002:2008

PODWÓJNY REGULATOR PRZEPŁYWU DO TERAPII TLENEM

OPIS PRODUKTU:

Czterodrożny regulator przepływu to wyjątkowo lekkie urządzenie na aluminiowym stojaku, które zapewnia doskonałą wydajność i nie wymaga kalibracji. Zgodny z międzynarodowymi standardami złączy, jest objęty 7-letnią gwarancją i dostarczany z 2-metrowym węzłem do podłączenia źródła tlenu.



Podwójny regulator przepływu do terapii tlenem

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Obsługiwany gaz: O₂
- Ciśnienie wejściowe: 4 bary (400kPa)
- Nastawy przepływu w l/min:
1/2, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15 l/m
1/2, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 25 l/m
10, 20, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70 l/m
- Przyłącza wejściowe: AGA
- Przyłącza wyjściowe: stożkowe złącze wyjściowe wciskane typu jodełka, złącze wyjściowe z gwintem 9/16, złącze wyjściowe z gwintem BSP 3/8" i trzpieniowe złącze wciskane z jodełką 1/4"
- Zgodność z normami: ISO 15002:2008

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa, ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.
Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

