

SSAK AKUMULATOROWO-SIECIOWY OB3000



OPIS PRODUKTU:

Ssak OB3000 jest małym przenośnym ssakiem elektrycznym, służącym do udrażniania górnych dróg oddechowych. Przeznaczony jest do stosowania w karetkach pogotowia, w gabinetach lekarskich i do domowej opieki medycznej. Posiada wbudowany akumulator, umożliwiający pracę bez zasilania zewnętrznego, który przystosowany jest do ładowania z instalacji o napięciu 11-30 V DC (co pozwala na bezpieczną obsługę instalacji samochodowych 12 V oraz 24 V) lub z sieci 230 V.

OB3000 jest odporny na uszkodzenia mechaniczne, wibracje i wstrząsy. Obudowa wykonana jest z bardzo mocnego tworzywa sztucznego ABS. Urządzenie jest zabezpieczone przed działaniem wody, dzięki czemu możliwa jest praca podczas opadów atmosferycznych, jak również mycie obudowy.

Wszystkie elementy sterujące i kontrolne umieszczone są na panelu przednim urządzenia, gwarantując szybkość i ergonomię obsługi. Do pracy w karetce ssak może być wyposażony w uchwyt ścienny, który posiada podłączenie do instalacji elektrycznej ambulansu. Dzięki takiemu rozwiązaniu ładowanie akumulatora z instalacji odbywa się automatycznie po wpięciu urządzenia do uchwyty.

Ssak OB3000 standardowo wyposażony jest w słój wielorazowy z łącznikiem do cewnika i zaworem nadmiarowym, filtr ochronny jednorazowy, cewnik typu Jankauer z plastikowym przewodem, silikonowy przewód ssący, uchwyt karetkowy z możliwością ładowania i zasilacz sieciowy 230V. Ssak może być standardowo wyposażony w słój na wkłady jednorazowe.

Ssak występuje również w wersji AVIO do zastosowań w pojazdach lotniczych.

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Pompa o dużej sprawności i przepływie 33 l/min +/- 10% (bez obciążenia) umożliwia pracę w niemal każdej sytuacji
- Płynna regulacja siły ssania umożliwia idealne dopasowanie do potrzeb każdego pacjenta
- Filtr zabezpieczający przed zanieczyszczeniem pompy zwiększa bezpieczeństwo pracy
- Prosty w obsłudze umożliwia pracę przez wszystkich członków personelu medycznego
- Wbudowany manometr podciśnienia zapewnia ciągłą kontrolę uzyskiwanego podciśnienia
- Wymienny akumulator litowo-polimerowy – bez efektu pamięci gwarantuje możliwość pracy bez potrzeby zasilania sieciowego
- Klasa odporności IP44 gwarantuje bezproblemową pracę w każdych warunkach
- Niski poziom hałasu zwiększa komfort pracy
- Zawór zabezpieczający przed przepłynięciem słoja uniemożliwia dostanie się płynów do środka ssaka
- Wbudowany uchwyt do przenoszenia zwiększa mobilność i wygodę pracy
- Słój wielorazowego użytku o pojemności 1l. Jest również możliwość wykorzystania wkładów jednorazowych
- 4-stopniowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora zapewnia ciągłą i precyzyjną informację o stanie naładowania akumulatora
- Możliwość zasilania i ładowania z instalacji 11-30 V DC (bezpośrednia obsługa pojazdów 12 V i 24 V) za pomocą kabla lub automatycznie poprzez dedykowany uchwyt ścienny, a także opcja zasilania z sieci 230 V AC, znacząco zwiększają wszechstronność ssaka
- Wersja AVIO umożliwia pracę w pojazdach lotniczych. Wyrób zasilany jest napięciem w zakresie od 11 do 30 V DC, co pozwala na bezproblemową pracę z instalacjami 12 V i 24 V. Wewnętrzna bateria została przetestowana zgodnie z normą dotyczącą transportu w samolotach i helikopterach (UN 38.3 IATA). Ssak w wersji AVIO spełnia ponadto rygorystyczne wymogi kompatybilności elektromagnetycznej dla sektora lotniczego zgodnie z normą RTCA DO160-G



DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	INNE	WAGA
36 cm	11 cm	24,4 cm	Poziom hałas: 70 dB (maks.)	2,6 kg
			Temperatura pracy: od -18 do 50°C	(z pełnym wyposażeniem)
			Ciśnienie atmosferyczne: od 40,5 do 107 kPa	
			Wilgotność powietrza: od 5 do 95%	
			Zakres regulacji podciśnienia: od 0,03 do 0,8 bar (od 3 do 80 kPa)	
			Maksymalny przepływ: 33 l/min $\pm$ 10% (bez obciążenia)	
			Zasilanie (w tym dla dedykowanego uchwytu ściennego): 11-30 V DC (w pełni kompatybilne z instalacjami 12 V i 24 V)	
			Maks. obciążenie: 80 W	
			Czas pracy przy maks. obciążeniu: do 60 minut $\pm$ 10%	
			Zabezpieczenie przed wodą (IEC 62366-1:2015): IP44	
			Zgodność z normami: 1789:2021, RTCA DO160-G (wersja AVIO), IEC 60601-1	

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:

	MODEL	
	BSU3002EU	Ssak OB3000 z ładującym uchwytem ściennym (12/24 V), ładowarką 230 V i słojem OB-J FA
	BSU3022EU	Ssak OB3000 z ładującym uchwytem ściennym (12/24 V), ładowarką 230 V i słojem OB-J na wkłady jednorazowe
	BSU3020A	Ssak OB3000 wersja AVIO z ładującym uchwytem ściennym (12/24V), ładowarką 230V i słojem OB-J FA
	BSU3000A	Ssak OB3000 wersja AVIO z ładującym uchwytem ściennym (12/24V), ładowarką 230V i słojem OB-J na wkłady jednorazowe
AKCESORIA	BSU506	Słój wielorazowy do ssaka OB1000, OB2012 i OB3000
	BSU500	Słój wielorazowy OB-J FA 1l z łącznikiem do cewników
	BSU707	Wkłady jednorazowe 1l do ssaka OB1000/2012 - 10 sztuk
	BSU999	Filtr do ssaka
	126140107191	Cewnik 180 cm ze sztywną końcówką do ssaków medycznych
	126140108001	Łącznik do ssaka
	BSU810	Uchwyt ścienny na ssak OB1000, OB2012 lub OB3000 z podłączeniem do instalacji elektrycznej
	SPS3500	Zapasyowy akumulator LiPo 11,1 V 5 Ah

Okres gwarancji: 5 lat

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
 Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.
 Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

