

SSAK MECHANICZNY VacUp Pro



OPIS PRODUKTU:

VacUp Pro jest małym, lekkim i niezawodnym ssakiem mechanicznym, umożliwiającym pracę w każdych warunkach. Dzięki wbudowanemu wskaźnikowi podciśnienia użytkownik cały czas ma kontrolę nad prowadzoną procedurą. Jego niewielkie wymiary i waga doskonale sprawdzą się w transporcie pacjenta oraz wszelkich działaniach przedszpitalnych.

W skład wyposażenia podstawowego wchodzi: ssak mechaniczny, filtr, uszczelka zbiornika, zbiornik na wydzielinę, pokrywa zbiornika oraz zestaw drenów jednorazowego użytku.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Maksymalne podciśnienie: -82 kPa
- Przepływ powietrza przy 2 uciśnięciach pedału na sekundę: 28 l/min.
- Przepływ powietrza przy maksymalnej częstotliwości uciśnięć: 72 l/min.
- Pojemność zbiornika: 650 ml
- Średnica wewnętrzna węża ssącego: 8 mm
- Temperatura pracy: od -20°C do 50°C
- Temperatura przechowywania: od -40°C do 70°C
- Wymiary (DxSxW): 18 x 13 x 11 cm
- Waga: 85 dag

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.
Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

