

# SZYNY WYCIĄGOWE SAVER

Model: NSN 6515-40-0000-6574

## OPIS PRODUKTU:

Zaletą szyny jest szybkie i proste unieruchomienie kończyny. Konstrukcja szyny opiera się na bazie podwójnego, teleskopowego stelaża, co gwarantuje stabilność oraz możliwość płynnej regulacji jej długości. Leżąca na szynie kończyna mocowana jest za pomocą czterech grubych, elastycznych opasek, spinanych za pomocą zapiek typu velcro. Opaski posiadają różne długości i są ponumerowane (od 1 do 4) w celu zachowania prawidłowej kolejności, odpowiadającej średnicy kończyny w miejscu mocowania. Mocowanie górne szyny stanowi profilowane i obite miękkim poszyciem podparcie guza kulszowego. Dodatkową stabilizację tego punktu zapewnia wbudowany pasek pachwinowy. Mocowaniem dolnym jest opaska założona w okolicy kostki i podczepiona do zapadkowego, ręcznego mechanizmu naciągowego. Składana podpórka stabilizuje kończynę i umożliwia ustawienie szyny w pozycji przeciwwzkrzepowej i przeciwoobrotowej. Dostępna w dwóch rozmiarach: dla dorosłych i dla dzieci. Konstrukcja umożliwia diagnostykę rtg. Szyna pakowana jest w torbę transportową.

## MODELE:

- S-2443 – Wersja pediatryczna
- S-2444 – Wersja dla dorosłych z torbą w kolorze ciemnozielonym wyposażoną w paski umożliwiające mocowanie jej do noszy lub plecaka

### Wymiary S-2443:

| DŁUGOŚĆ SZYNY                    | SZEROKOŚĆ LEŻA SZYNY | WYSOKOŚĆ  | WAGA   |
|----------------------------------|----------------------|-----------|--------|
| regulowana w zakresie 79 -117 cm | 20 cm                | 5 – 20 cm | 1,4 kg |

### Wymiary S-2444:

| DŁUGOŚĆ SZYNY                    | SZEROKOŚĆ LEŻA SZYNY | WYSOKOŚĆ  | WAGA   |
|----------------------------------|----------------------|-----------|--------|
| regulowana w zakresie 89 -137 cm | 23 cm                | 8 – 23 cm | 2,3 kg |

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl  
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.  
Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

