

TORBA OXY PAC

OPIS PRODUKTU:

Torba OXY PAC została zaprojektowana do transportu respiratorów. Może być również wykorzystywana przy standardowych zestawach tlenowych, w skład których wchodzi takie urządzenia, jak: butle tlenowe o poj. od 2 do 3 l wyposażone w głowicę typu DIN lub PIN-INDEX, reduktory butlowe typu Mediselect 25 wyposażone w szybkozłącze AGA oraz przepływomierze obrotowe o przepływach regulowanych płynnie w zakresie do 25 l/min, kompletne worki samorozprężalne z kompletami masek, ssak mechaniczny ręczny Res-Q-Vac, rurki ustno-gardłowe, maski inhalacyjne oraz drobne akcesoria. Każdy OXY PAC posiada komorę przeznaczoną do transportu respiratorów serii para, venti, rescu-PAC wraz z przewodami i zastawkami.

Torba składa się z jednej komory z dopinanymi ściankami działowymi. Komora ta przeznaczona jest do zamontowania gotowej do użytku butli tlenowej, kompletu rurek Guedela (specjalny system pętelek na 6 rurek różnych rozmiarów) oraz masek inhalacyjnych (oddzielna kieszeń). Dopinane sztywne ścianki działowe pozwalają na wyodrębnienie niezależnego przedziału przeznaczonego na worek samorozprężalny z akcesoriami.

Torba zamykana jest klapami na podwójne suwaki. Po ich rozpięciu odsłaniana jest cała góra i boki torby, co pozwala na łatwy i szybki dostęp do „tlenu”, a także ułatwia wymianę butli. Klapy łączą się w połowie długości torby, co pozwala na odsłonięcie tylko odpowiedniej części torby. Ściany przednia i tylna spięte są szeroką taśmą na rzep, której zadaniem jest przeciwdziałanie rozchodzeniu się ścianek na boki po odpięciu klapy.

System transportowy torby składa się z uchwytu do transportu w rękę, paska na ramię, szelek na plecy oraz dwóch aluminiowych uchwytów służących do zamocowania torby z wyposażeniem np. na poręczach łóżka lub ramy noszy.

Torba wykonana jest z materiału Cordura®, cechującego się dużą wytrzymałością na ścieranie i rozrywanie, wodoodpornością i niskim stopniem wchłaniania substancji płynnych. Torba dostępna jest w niebieskim lub ciemnozielonym kolorze.



W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.
Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

