

KANGOOFIX SYSTEM TRANSPORTU NOWORODKÓW

OPIS PRODUKTU:

System bezpiecznego transportu noworodków KangooFix (KangooFix Neonatal Restraint System) został opracowany w celu bezpiecznego i skutecznego zabezpieczenia noworodka podczas niekrytycznego transportu ambulansem, umożliwiając dziecku przejazd wraz z rodzicem.

Nie tylko eliminuje to potrzebę używania dwóch pojazdów i załóg do transportu, ale również zapewnia bezpieczniejsze i korzystniejsze otoczenie zarówno dla rodzica, jak i dziecka podczas całej podróży.

System bezpiecznego transportu noworodków KangooFix został zaprojektowany zgodnie z międzynarodowymi normami badawczymi, aby zwiększyć bezpieczeństwo Twoje i Twojego pacjenta.

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- 5-punktowe szelki zewnętrzne zapinane do uprząży noszy w ambulanse
- Wewnętrzna uprząż i ocieplacz są zszywane, aby zapewnić dokładne dopasowanie do ciała
- Dopasowana konstrukcja w formie kokonu i zintegrowana czapka zapewniają dziecku ciepło i bezpieczeństwo
- Bliski kontakt rodzica i noworodka został potwierdzony klinicznie jako poprawiający stan zarówno rodzica, jak i dziecka podczas transportu
- Lekki i łatwy do przechowywania
- Łatwe czyszczenie
- Zgodność z EN 1789 dot. bezpieczeństwa
- System szybkiego zwalniania przyspiesza dostęp dla ratowników medycznych
- Tryb transportu "twarzą do góry" ułatwia ratownikom kontrolę stanu noworodka



MODEL	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	WAGA	MASA CIAŁA
0374906	25 - 110 cm	13 - 93 cm	2,4 - 4 cm	1 kg	1,6 - 5 kg

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
 Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.
 Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

